


# FA特殊血清稀释缓冲液

下载为PDF

- 64 次围观

产品图片



产品英文名称  
[FA Special Serum Diluting Buffer](#)

货号/SKU  
SSDB-100ML

货号/规格  
100 ml

库存与交货期  
2-4周

人民币价格

询价

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批  
支持海关试剂审批  
国外采购  
支持  
厂牌  
VMRD, Inc./USA  
品牌  
[VMRD](#)

产品描述信息

特殊血清稀释缓冲液是PBS-0.09%叠氮化钠，加入10%成人牛血清。在该稀释缓冲液中使用成年牛血清代替BSA，因为在犬，猫和猪物种中使用的一些疫苗含有牛血清成分，其导致产生可在IFA上产生高背景荧光的抗体。向稀释剂中加入牛血清可以充分增加球蛋白部分，从而阻断任何可能与底物载玻片上细胞上残留的牛球蛋白反应的抗体，从而减少背景荧光。原编号210-94-SB

产品安全信息

Four years from date of QC release.

主要内容

Special Serum Diluting Buffer is PBS-0.09% sodium azide with 10% adult bovine serum added. Adult bovine serum is used in this diluting buffer instead of BSA because some vaccines used in canine, feline and porcine species contain bovine serum components which cause antibodies to be made that may give a high background fluorescence on IFA. Adding bovine serum to the diluent increases the globulin fraction sufficiently to block any antibody that might react with residual bovine globulin on the cells on the substrate slide, and thus reduce the background fluorescence. Formerly catalog number 210-94-SB

产品说明书或彩页

<https://www.vmr.com/reagents/detail/fa-special-serum-diluting-buffer/>

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- ☐ 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]

- 请输入您的情况与报价要求 请输入您的情况与报价要求

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候,是否可提供精确

接受报价的E-mail 请输入您接受报价单的E-mail，例如:example@qq.com



## 2022-04-01

