# 高磁性好用的磁力架0.2mL PCR条带/1.5mL微量磁性分离架

### 下载为PDF

• 51 次围观

产品图片



本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料(例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等)、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非商品原价,仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Permagen Labware,Ltd

品牌

#### <u>Permagen</u>

产品基础信息

0.2 mL PCR Strip Separators, Magnetic Separation Racks, Microfuge Separation Racks产品描述信息

**Features** 

Compatible with most PCR strips and microfuge tubes Super strong magnets for fast separations PCR volumes 10-  $200\mu L$  Microfuge volumes up to 2 mL

**Specifications** 

Size= 112.8 mm Long x 48.9 mm Tall x 49.5 mm Weight= 206g
Magnets= 38 MGO NdFeB
Country of origin= USA
For Research Use Only

## 0.2 mL PCR Strip / 1.5 ml Microfuge Magnetic Separator

The Permagen 0.2 mL PCR Strip / 1.5 ml Microfuge Magnetic Separator was designed for use in laboratories which require both 1.5 mL- 2mL protocols and or 0.2 mL PCR strips from either 8 strip, 12 strip, or individual tubes. This rack is also a better choice for low volumes compared to our other PCR racks as the tubes sit higher up on the magnets.

- Holds up to (12) 1.5 ml microfuge tubes on one side
- 24 positions on the opposite side will accommodate up two (8 or 12) 0.2 mL PCR Strips
- Works with individual 0.2 mL PCR tubes as well
- Solid aluminum design for durability
- Made in the USA

Not the product you were looking for? Try or product selection guide for help Product Selection Guide

Volume discounts available, please call or email to request a quote

SKU: MSR1224B

### 产品安全信息

特征 兼容大多数PCR条和微型管道 超强磁铁,用于快速分离 PCR体积 $10-200\mu$ L 微量耗量高达2毫升 规格 尺寸= 112.8 mm long x 48.9 mm高x 49.5 mm 重量= 206g 磁铁= 38 MgO NDFEB 原产国=美国 仅限研究使用主要内容

0.2mL PCR条/ 1.5mL微量磁性磁性分离型乳0.2mL PCR条带条/ 1.5mL微型电磁隔膜设计用于实验室,其需要 1.5mL-2ml方案和0.2mL PCR条带,从8条带,12条带或0.2mL PCR条带。单个管。与我们的其他PCR架相比,该磁力架也是低卷的更好选择,因为管子在磁铁上升起到磁铁上升到(12)1.5ml微孔管上的一侧24位上的一个侧面的位置 将容纳两个(8或12)0.2ml PCR条带有单独的0.2ml PCR管作为井泡铝设计,用于耐用性,您正在寻找您正在寻找的产品? 尝试或产品选择指南有关帮助产品选择指南可用,请致电或通过电子邮件致电,以申请报价: MSR1224B产品说明书或彩页

#### <u>Permagen磁力架用户选择指南</u>

#### 厂牌介绍

Permagen Labware,LTD. 是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事分离DNA / RNA的液体处理设备。 Permagen专注于提供具有性能,耐用性和重复能力的设计和制造产品。Permagen Labware与液体处理机器人,科学家等原始设备制造商(OEM)密切合作,为您的自动化或手动需求提供卓越的产品。专业: •定制工程,包括CAD设计 •修改我们当前的产品以适应您的应用程序或协议 •直接产品更换(我们可以制造您当前的产品) •典型塑料铝合金磁板升级后,最有可能弯曲,产生不稳定的结果。升级包括更严格的容差和平直度以替代您的当前产品,而无需重新编写协议等,从而产生一致的结果。也可以根据您的需要升级到我们强大的钕铁硼磁体。 •定制磁分离架 •加热/冷却模 块 •液体处理机器人类产品,如移液平台,液体分配槽,平板巢等。Permagen 的团队从事磁分离产品的制造已有近15 年的历史。现在,Permagen Labware 很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够从其他公司已经停止的地方开始。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。Permagen 已将 DNA 分离产品提升到一个新的水平,使用更高质量的材料和更严格的公差,这使我们能够为客户提供性能更好的产品。所有Permagen 产品都自豪地在美国制造,设计用于多年无故障使用。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

**PERMAGEN**®

产品关键词

品牌标识

Permagen磁力架

磁力架图片及价格

生物磁珠纯化磁力架

磁力架厂家

强磁磁力架

<u>磁力架dynamag 2</u>

<u>磁力架life</u>

<u>钕铁硼磁力架</u>

96孔浅孔板用磁力架

PCR板磁力架

磁力分离架 thermo

96孔磁力架

384孔磁力板

## 手机扫描二维码阅读本页



# 可能感兴趣的内容

MRA-298恶性疟原虫,菌株3D7,36小时cDNA文库(文库)

2022-04-01

钡氟化物(BaF2)溅射靶材,纯度:99.99%,Size:6",厚:0.125"

2024-01-21

北京大学生命科学学院郑鹏里课题组招聘博士后

2021-10-31

巴尔通体henselae IgM FA阳性对照

2019-05-08

NR-48939免疫球孢子菌,3476(真菌)

2022-04-01

<u> 抗东方马脑炎[1B1C-4]抗体,100ug</u>

2021-12-21

NR-46939金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300\_0462(NE396)(突变细菌)

2022-04-01

NR-51973\_Spondweni病毒,SAAr94(病毒)

2022-04-01

铁(Fe)纳米粉末/纳米材料,纯度:99.55+%,Size:60铈70nm,MetalBasis

2024-01-21

NR-19557肠沙门氏菌亚种.enterica,Ty2菌株(伤寒血清型),Gateway?CloneSet,大肠杆菌重组,Plate36(克隆) 2022-04-01

NR-47018金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300\_1060(NE475)(突变细菌) 2022-04-01

NR-43413结核分枝杆菌亚种.结核病,H37Rv:pEXCF-2034,转录因子过表达突变体(突变细菌)

2022-04-01

NR-50062 黄热病病毒,CARECM2-09(病毒)

2022-04-01

MTB PDZ蛋白,RMTB004

2021-12-21

身体素质高可部分抵消高血压负面影响

2022-06-17 重组抗体,抗猕猴PAN物种IgG [1B3],小鼠,IgG1K 2021-12-21 铝(AI)溅射靶材,纯度:99.999%,Size:3",厚:0.250" 2024-01-21 铁氧化物(Fe3O4)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:1",厚:0.250" 2024-01-21 发生机制研究为延缓衰老带来希望 2023-11-12 QCREBVIgMQC1[18/B733]QCREBVIGMQC1

2024-05-19