

## 高磁性好用的磁力架96孔侧拉杆PCR磁分离板套件

[下载为PDF](#)

- 15 次围观

产品图片



产品英文名称

[96-Well Side Pull Bar Magnet PCR Separation Top Plate Kit](#)

产品别名

[PCR样品提取磁力架、96孔磁力板、384孔磁力板](#)

货号/SKU

MSP750KT

货号/规格

个

库存与交货期

1-2周

人民币价格

11319

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Permagen Labware, Ltd

品牌

[Permagen](#)

产品基础信息

96- Well Magnet Plates, Magnetic Separation Plates

产品描述信息

Features

Ideal for NGS

Ideal for almost any PCR application

Compatible with Full-skirt, half-skirt, un-skirted PCR plates, and PCR strips

Specifications

Size = 127.75mm x 85.47mm x 14mm

Weight = 427g

Magnets = 52 MGO NdFeB

Country of origin = USA

For Research Use Only

## **96-Well Side Pull Bar Magnet PCR Separation Top Plate Kit**

The Permagen 96-Well Side Pull Bar Magnet PCR Separation Top Plate Kit was designed for use in manual and automation applications where pulling beads to one side of the wells is essential. Most PCR plates are bent, leading to inconsistent lab results. Unlike most products, we have added two angled partial frames around the top of our plate, this helps with two things, straightening out the PCR plate, and leading it to the proper location on the magnets. This kit includes the clear top plate shown which will allow you to use up to (12) 0.2 mL PCR strip tubes at once. Also removable so it can be used on its own as well.

- Helps aid in flattening out warped or bent PCR plates, which is critical when working in low volumes
- PCR plates are held securely to reduce movement associated with robots, shakers, etc.
- Super strong 52 GMO bar magnets
- Compatible with most 96-Well PCR plates. Also works with up to (12) 0.2 mL PCR 8 strips or (8) 12 strip tubes in the opposite direction
- Works with any magnetic bead compositions
- Solid Aluminum Design for consistent results and maximum durability
- SBS compliant footprint (127.75mm x 85.47mm)
- Working volumes of 30  $\mu$ L - 200 $\mu$ L
- Kit includes one MSP750 Magnet Plate and one MTP96
- Top plate is also SBS/SLAS footprint allowing it to be used separately in automation with PCR Strips
- [Made in the USA](#)

Not the product you were looking for? Try our product selection guide for help [Product Selection Guide](#)

**Please contact us for volume discounts.**

SKU# MSP750KT

产品安全信息

特征 非常适合ngs. 非常适合几乎任何PCR应用 兼容全裙, 半裙, 未经介绍的PCR板和PCR条 规格 尺寸= 127.75mm x 85.47mm x 14mm 重量= 427g 磁铁= 52 MgO NDFEB 原产国=美国 仅限研究使用

主要内容

96 - 孔侧拉杆磁铁PCR分离顶板套件 permagen 96井侧拉杆磁铁PCR分离顶板套件设计用于手动和自动化应用, 其中将生物磁珠拉到井的一侧是必不可少的。大多数PCR板都弯曲, 导致实验室结果不一致。与大多数产品不同, 我们在我们

的盘子顶部增加了两个角度的部分框架，这有助于两件事，划出PCR板，并将其引导到磁铁上的适当位置。该套件包括清晰的顶板，其将允许您立即使用（12）0.2ml PCR条带管。也可以拆卸，因此它也可以自行使用。有助于辅助扭转翘曲或弯曲的PCR板，这在低体积的PCR板上牢固地保持牢固，以减少与机器人，振荡器等相关的运动。超强的52 GMO 酒吧磁铁与大多数96孔PCR板兼容。还适用于zui多（12）0.2mL PCR 8条带或（8）12条带状管的相反方向与任何磁珠组合物合作，固体铝设计成一致的结果和zui大耐用性SBS兼容占地面积（127.75mm x 85.47mm）工作30µl & # 8211;的体积; 200µl套件包括一个MSP750磁铁板，一个MTP96顶板也是SBS / SLA占用脚印，允许它分别用于自动化，在美国制造的PCR条不是您正在寻找的产品？尝试或产品选择指南有助于帮助产品选择指南联系我们批量折扣.sku # msp750kt

产品说明书或彩页

[Permagen磁力架用户选择指南](#)

厂牌介绍

Permagen Labware, LTD. 是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事分离DNA / RNA的液体处理设备。Permagen专注于提供具有性能，耐用性和重复能力的设计和制造产品。Permagen Labware与液体处理机器人，科学家等原始设备制造商（OEM）密切合作，为您的自动化或手动需求提供卓越的产品。专业：•定制工程，包括CAD设计 •修改我们当前的产品以适应您的应用程序或协议 •直接产品更换（我们可以制造您当前的产品） •典型塑料铝合金磁板升级后，最有可能弯曲，产生不稳定的结果。升级包括更严格的容差和平直度以替代您的当前产品，而无需重新编写协议等，从而产生一致的结果。也可以根据您的需要升级到我们强大的钕铁硼磁体。 •定制磁分离架 •加热/冷却模块 •液体处理机器人产品，如移液平台，液体分配槽，平板巢等。Permagen 的团队从事磁分离产品的制造已有近15年的历史。现在，Permagen Labware 很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够从其他公司已经停止的地方开始。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。Permagen 已将 DNA 分离产品提升到一个新的水平，使用更高质量的材料和更严格的公差，这使我们能够为客户提供性能更好的产品。所有 Permagen 产品都自豪地在美国制造，设计用于多年无故障使用。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识



产品关键词

[Permagen磁力架](#)

[磁力架图片及价格](#)

[生物磁珠纯化磁力架](#)

[磁力架厂家](#)

[强磁磁力架](#)

[磁力架dynamag 2](#)

[磁力架life](#)

[钕铁硼磁力架](#)

[96孔浅孔板用磁力架](#)

[PCR板磁力架](#)

[磁力分离架 thermo](#)

[96孔磁力架](#)

[384孔磁力板](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候，是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail



## 可能感兴趣的内容

[NR-22057阿尔伯氏大肠杆菌,1297-05-19\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-9998炭疽杆菌、SterneΔGBAA0552-2、ΔGBAA1346-2\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-19527 肠沙门氏菌亚种.enterica,Ty2菌株\(伤寒血清型\),Gateway?CloneSet,大肠杆菌重组,Plate6\(克隆\)](#)

2022-04-01

[高磁性好用的磁力架3x 15毫升/ 50毫升离心磁性分离组合架, 二合一](#)

2021-12-02

[NR-46110金黄色葡萄球菌,载体pCN20\(NRS572\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-43066结核分枝杆菌,UT-0011\(细菌\)](#)

2022-04-01

[ARP-2864刚地弓形虫,菌株RH\(EP\)粘粒文库\(文库\)](#)

2022-04-01

[NR-2682\\_Coxiellaburnetii,California33PhaseI/RSA329\(细菌\)](#)

2022-03-31

[抗TDTOMATO \[16D7\]抗体](#)

2021-12-21

[脑膜炎球菌A群多糖13/262](#)

2024-05-19

[NR-48595嗜吞噬细胞无形体,ApNYW\(细菌\)](#)

2022-04-01

[穿越万年驯化史：葡萄美酒的风味密码](#)

2022-06-17

[气象条件对中国橡胶树种植的影响](#)

2022-06-17

[NR-47788金黄色葡萄球菌亚种,金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1245\(SAUSA300\\_1484\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[高分子量尿酸酶\[第二批国际标准\]11/184](#)

2024-05-19

[移液器吸头吸头装盒机](#)

2020-06-09

[NR-15100结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2297\(MT2087、Rv2028c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[镉锌氧化物/IZO\(InZnO\)溅射靶材,纯度:99.99%,Size:3",厚:0.250"](#)

2024-01-21

[NR-9225智人,单克隆抗人杀伤细胞凝集素样受体亚科D,成员1\(CD94抗原\),克隆U54.M.hCD94.7\(免疫球蛋白G,小鼠\)](#)

[\(单克隆抗体\)](#)

2022-04-01

[NR-46540 肉毒杆菌,菌株IBCA10-7060\(血清型Bh\)\(细菌\)](#)

2022-04-01