

[DIN 53160-2:2010-10人工模拟合成汗液汗水-含防腐剂](#) [200ml \(BZ132\) 1000ml](#)

[下载为PDF](#)

- 46 次围观

产品图片



产品英文名称

[DIN 53160-2:2010-10 Artificial Perspiration - Stabilized 200ml \(BZ132\)](#)

产品别名

[人工模拟体液](#)

货号/SKU

Chemazone255

库存与交货期

1-2周

人民币价格

8868

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Chemazone Inc

品牌

[Biochemazone™](#)

产品基础信息

1000mL, 100mL, 200mL, 500mL

产品描述信息

Artificial Perspiration or Simulated Perspiration, pH 6.5

Other pH Range also Available: 2 to 9, Ask for the customization, (*Custom pH and stabilized versions also available*)

This reagent is only used in the field of scientific research and for in vitro use only.

Pack Size: 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1000 mL

Validity: 6 months for Not Stabilized and up to 12 months for Stabilized version. At -20 Deg C, in the Frozen stage, shelf life is up to 1 year for non-stabilized versions.

Transportation and storage: transportation at room temperature, storage at 2-8 °C.

Artificial Perspiration Features & Note

1. Simulated Perspiration is a sterile solution and can be used directly. Artificial Sweat for COLORFASTNESS OF ARTICLES of COMMON USE.
2. Simulated Perspiration, store at 4 degrees, transported at room temperature.
3. This Perspiration is limited to the scientific research of professionals, and cannot be used for clinical diagnosis or treatment, and cannot be used for food or medicine, and cannot be stored in ordinary houses.
4. For your safety and health, please wear a lab coat and disposable gloves.

[Artificial Perspiration](#) has a pH of 6.5 (we customize the pH on request without any additional cost, our artificial Eccrine Perspiration consists of amino acids, minerals, and various metabolites which simulates the composition, properties, and pH of the real Human [eccrine sweat](#) at Low price. We add preservatives, stabilizers, antifungal, and antibacterial reagents to enhance the shelf life. Please request it while making the order. This pH 6.5 formulation is used to determine the colorfastness of articles for common use to perspiration.

[Biochemazone™](#) offers a diverse selection of [Artificial fluids](#) for the testing & Diagnostic of various diseases in Vitro laboratory and Research. Check out our various state biofluid inventory to see what's ready to ship today.

For a custom request, please send us an email at sales@coreab.cn

产品安全信息

以下中文仅供参考，如专业术语有误，请以英文为准！###人工/人造模拟合成汗液汗水或模拟汗水，pH 6.5 其他pH范围也可用：2至9，要求定制，（定制pH和稳定版本也可用）该试剂仅用于科学研究领域，仅用于体外使用。包装尺寸：100毫升，200毫升，500mL，1000毫升 有效性：稳定版不稳定，6个月，最多可达12个月。在-20°C下，在冷冻阶段，保质期长达1年的非稳定版本。运输和储存：室温运输，2-8°C储存。人工/人造模拟合成汗液汗水特点笔记

1.模拟汗水是无菌溶液，可直接使用。人造汗液用于常见用途的色度。2.模拟汗水，储存在4度，在室温下运输。3.这种出汗仅限于对专业人士的科学研究，不能用于临床诊断或治疗，不能用于食品或药物，不能存放在普通房屋中。4.为了您的安全和健康，请戴上实验室外套和一次性手套。人工/人造模拟合成汗液汗水的pH为6.5（我们根据要求定制pH值，无需任何额外的成本，我们的人工生态汗水由氨基酸，矿物质和各种代谢物组成，该代谢物模拟了在低的真实人类因果汗液的组成，性质和pH的pH值组成的氨基酸，矿物质和各种代谢物。价格。我们添加防腐剂，稳定剂，抗真菌和抗菌试剂，以提高保质期。请在订购时请求。该pH 6.5配方用于确定物品的常见用途，以便普遍用于汗水。

Biochemazone™ 为测试&提供提供各种人造液。各种疾病在体外实验室和研究的诊断。查看我们各种国家生物流体库存，看看今天准备发货。有关自定义请求，[请向我们发送电子邮件至sales@coreab.cn](mailto:sales@coreab.cn)人造汗液汗水（BZ132）稳定（可定制）人造汗液排汗原料清单 它由氨基酸，矿物质和代谢物等组成。人工/人造模拟合成汗液汗水DIN 53160-2: 2010-10 其他组合物和客户；S指定的配置可以根据要求提供。稳定剂，pH值，包装尺寸和模拟汗水的含量是可定

制的。联系我们进行定制: Sales@coreab.cn 运输和储存: 室温下的运输, 4°C 储存。对于长期储存在-20°C下冻结它

主要内容

ARTIFICIAL SWEAT PERSPIRATION (BZ132) Stabilized (Customizable)

ARTIFICIAL SWEAT PERSPIRATION LIST OF INGREDIENTS

It consists of Amino acids, Minerals, and Metabolites, etc.

Artificial PERSPIRATION DIN 53160-2:2010-10

Other compositions and customer's specified configurations can be delivered upon request. Stabilizer, pH Value, Pack Size, and Contents of Simulated PERSPIRATION are customizable.

Contact us for Customization: sales@coreab.cn

Transportation and storage: Transportation at room temperature, storage at 4 °C. For Longterm Storage Freeze it at -20 °C

厂牌介绍

关于 Biochemazone™

人工模拟生物体液试剂和仪器的先驱

Biochemazone™是一家不断发展的生物科技公司, 提供高品质、纯化的人工生物化学品、试剂和解决方案, 如模拟唾液、模拟尿液、模拟汗液等, 并开发学术研究机构、大学、医院、工业、政府和私人实验室。

我们的生化试剂经过全面测试, 可满足对卓越品质、不妥协生物的研发需求, 以具有竞争力的价格准确模拟真正的生物解决方案活动。

Biochemazone™在科学界建立了良好的声誉, 其声誉建立在创新产品、客户服务和对细节的关注上。我们的质量声誉是在市场上取得有利地位以及与制造顶级合成生物产品 (如人造唾液、人造尿液、人造皮脂、人造汗液、人造汗液、人造血清、人工血液、人工精液、人工耳垢等等.....

欢迎消费品测试实验室和制造商联系 Biochemazone™或本地代理商以了解人工模拟生物流体液体和生化试剂的需求。

品牌标识



True Research Partner in Science

产品关键词

[Biochemazone人造体液](#)

[Biochemazone™人造体液目录价格](#)

[Biochemazone人造汗液](#)

[人工汗液厂家](#)

[人造体液](#)

[模拟人体体液biochemazone](#)

[体液包括哪些](#)

[人体体液是什么](#)

[什么是人体体液](#)

[人造模拟唾液是体液吗](#)

[人体体液占体重多少](#)

[人造唾液](#)

[人造肺泡灌洗液](#)

[人工痰液](#)

[人造粪便](#)

[人工尿液](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票; 尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】 产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA, 特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格, 默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】 请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家, 独立服务]
- 【其它报价场景】


请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

- [铈氧化物\(CeO2\)溅射靶材, 钢, 纯度:99.99%, Size:1", 厚:0.125"](#)
2024-01-21
- [生物样本纯数据分析服务](#)
2021-12-21
- [NR-43223加特隐球菌, Alg268\(真菌\)](#)
2022-04-01
- [MRA-762冈比亚按蚊, KISUMU1, 鸡蛋\(矢量\)](#)
2022-04-01
- [融合U-Net改进模型与超像素优化的语义分割方法](#)
2021-10-31
- [NR-48404金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE1862\(SAUSA300_0398\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01
- [Firefly Luciferase-Ires\(CMV, Puromycin\)慢病毒, 8x25UL](#)
2021-12-21
- [色谱科 30um PDMS自动固相微萃取头 \(57309\)](#)
2021-12-02
- [NR-3642 甲型流感病毒, KilbourneF174:
A/turkey/Massachusetts/3740/1975\(HA\)xA/Taiwan/1/1986\(NA\)xA/PuertoRico/8/1934\(H6N1\), ReassortantX-94\(病毒\)](#)
2022-03-31
- [NR-46124大肠杆菌-金黄色葡萄球菌穿梭载体pCN36, 在大肠杆菌中重组\(质粒/载体\)](#)
2022-04-01
- [TA系统无抗筛选应用研究实现成果转化](#)
2023-07-26
- [NR-45997金黄色葡萄球菌, 第150号\(NRS201\)\(细菌\)](#)
2022-04-01
- [重组小鼠TIGIT FC-融合蛋白](#)
2021-12-21
- [NR-53587含有SARS相关冠状病毒2的修饰pαH载体, Wuhan-Hu-1HexaProSpike糖蛋白外域\(质粒/载体\)](#)
2022-04-01
- [香豆素343 x羧酸, 5毫克](#)
2021-12-21
- [Y染色体短串联重复序列微流控芯片复合扩增检测体系研究](#)
2024-03-24
- [冻干体细胞克隆小鼠可产生健康后代](#)

2022-06-17

[MRA-685质粒ppC1,用于在伯氏疟原虫中转染\(质粒/载体\)](#)

2022-04-01

[抗IL-15 \[M4-6\]抗体](#)

2021-12-21

[NR-19466土拉弗朗西斯菌亚种.土拉菌,菌株SCHUS4,Gateway?克隆集,在大肠杆菌中重组,板9\(克隆\)](#)

2022-04-01