

用于生物传感器应用的人工模拟合成唾液BZ319500ml

[下载为PDF](#)

- 2次围观

产品图片



产品英文名称

[Artificial Saliva for Biosensor Applications BZ319](#)

产品别名

[人工模拟体液](#)

货号/SKU

Chemazone282

库存与交货期

1-2周

人民币价格

7743

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Chemazone Inc

品牌

[Biochemazone™](#)

产品基础信息

1000mL, 100mL, 200mL, 500mL

产品描述信息

Artificial Saliva BZ319

This simulated fluid is only used in the field of scientific research and For in vitro use only.

Pack Size: 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1000 mL

pH is 6.8 (can be customized on the request as per the customer's project requirement)

Validity: 6 months

Transportation and storage: transportation at room temperature, storage at 2-8 °C.

Synthetic Saliva Features & Notes:

1. Synthetic Saliva is a sterile solution and can be used directly.
2. Synthetic Saliva, stored at 4 degrees, transported at room temperature.
3. This Synthetic Saliva is limited to the scientific research of professionals, and cannot be used for clinical diagnosis or treatment, and cannot be used for food or medicine, and cannot be stored in ordinary houses.
4. For your safety and health, please wear a lab coat and disposable gloves.

Artificial Saliva or [synthetic Saliva](#) (SS), which was primarily utilized by Diagnostic companies for the testing of Biosensor Devices, Biomedical, Dental, and Pharmaceutical Industries, and laboratories as a matrix for quality control preparations. Our *Artificial Saliva solutions* are formulated both according to official testing methods as well as published research on the use of *Artificial Saliva*. By using our artificial saliva, our customers are able to save time and ensure the same repeatable results anywhere, anytime.

This ready-to-use solution has the same composition as Real Human Saliva Medium and closely resembles human Saliva. This formulation contains non-toxic preservatives (optional) to avoid bacteria/Mold growth and can be stored at room temperature. The pH of the Artificial Saliva Stabilized is 6.8 (customizable on request as per the customer's project requirements).

We also accept the customization in formulation, enzymes, pack size, and pH, etc. Please send us an email for more information.

[Biochemazone™](#) offers a diverse selection of [Artificial fluids](#) for the testing & Diagnostic of various diseases in Vitro laboratory and Research. Check out our various state biofluid inventory to see what's ready to ship today.

For a custom request, please send us an email at sales@coreab.cn

Packaging: 100 mL to 1000 mL (Also available in 10 and 25-Liter Containers on economical Bulk Discounted Prices)

产品安全信息

以下中文仅供参考，如专业术语有误，请以英文为准！###人工唾液BZ319. 该模拟流体仅用于科学研究领域，仅用于体外使用。包装尺寸：100毫升，200毫升，500mL，1000毫升 pH是6.8（可以根据客户根据请求定制;项目要求）有效期：6个月 运输和储存：室温运输，2-8°C储存。合成唾液特点笔记：1.合成唾液是无菌溶液，可直接使用。2.合成唾液，储存在4度，在室温下运输。3.这种合成唾液仅限于对专业人士的科学研究，不能用于临床诊断或治疗，不能用于食物或药物，不能存放在普通房屋中。4.为了您的安全和健康，请戴上实验室外套和一次性手套。人造唾液或合成唾液（SS），主要用于诊断公司用于测试生物传感器设备，生物医学，牙科和制药行业，以及实验室作为质量控制制剂的基质。我们的人工唾液解决方案根据官方测试方法制定，以及对人工唾液的使用研究。通过使用我们的人工唾液，我们的客户能够随时省去时间并确保相同的可重复结果。这种即用的溶液具有与真正的人类唾液介质相同的组成，并且与人类的唾液紧密相似。该配方含有无毒防腐剂（可选），以避免细菌/霉菌生长，并且可以在室温下储存。人工唾液的pH稳定为6.8（根据客户定制，按照客户的项目要求）。我们还接受了配方，酶，包装大小和pH等的定制请发送电子邮件以获取更多信息。Biochemazone™为测试&提供造液。各种疾病在体外实验室和研究的诊断。查看

我们各种国家生物流体库存，看看今天准备发货。有关自定义请求，[请向我们发送电子邮件至sales@coreab.cn](mailto:sales@coreab.cn) 包装：100毫升至1000毫升（也可在10升和25升经济批量折扣价格上提供）人造唾液或合成唾液或模拟唾液 其他组成和客户；指定的配置可以根据要求提供。稳定剂，pH值，包装尺寸和合成人类唾液配方的含量是可定制的。联系我们进行定制：Sales@coreab.cn 运输和储存：室温下的运输，4°C储存。对于长期储存在-20°C下冻结它
主要内容

Artificial Saliva or Synthetic Saliva or Simulated Saliva

Other compositions and customers' specified configurations can be delivered upon request. Stabilizer, pH Value, Pack Size, and Contents of Synthetic Human Saliva Formulations are customizable.

Contact us for Customization: sales@coreab.cn

Transportation and storage: Transportation at room temperature, storage at 4 °C. For Longterm Storage Freeze it at -20 °C

厂牌介绍

关于 Biochemazone™

人工模拟生物体液试剂和仪器的先驱

Biochemazone™是一家不断发展的生物科技公司，提供高品质、纯化的人工生物化学品、试剂和解决方案，如模拟唾液、模拟尿液、模拟汗液等，并开发学术研究单位、大学、医院、工业、政府和私人实验室。

我们的生化试剂经过全面测试，可满足对卓越品质、不妥协生物的研发需求，以具有竞争力的价格准确模拟真正的生物解决方案活动。

Biochemazone™在科学界建立了良好的声誉，其声誉建立在创新产品、客户服务和对细节的关注上。我们的质量声誉是在市场上取得有利地位以及与制造顶级合成生物产品（如人造唾液、人造尿液、人造皮脂、人造汗液、人造汗液、人造血清、人工血液、人工精液、人工耳垢等等.....

欢迎消费品测试实验室和制造商联系 Biochemazone™或本地代理商以了解人工模拟生物流体液体和生化试剂的需求。

品牌标识



产品关键词

[Biochemazone人造体液](#)

[Biochemazone™人造体液目录价格](#)

[Biochemazone人造汗液](#)

[人工汗液厂家](#)

[人造体液](#)

[模拟人体体液biochemazone](#)

[体液包括哪些](#)

[人体体液是什么](#)

[什么是人体体液](#)

[人造模拟唾液是体液吗](#)

[人体体液占体重多少](#)

[人造唾液](#)

[人造肺泡灌洗液](#)

[人工痰液](#)

[人造粪便](#)

[人工尿液](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请

下面填入详细描述]

- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】


请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-18256结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant1869\(MT2120,Rv2061c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-10450来自炭疽杆菌的基因组DNA,菌株Ames35\(核酸\)](#)

2022-04-01

[NR-47447金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0290\(NE904\)\(突变体细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-15499牛痘病毒,WesternReserve,重组表达淋巴细胞脉络从脑膜炎病毒,Armstrong53b核蛋白\(病毒\)](#)

2022-04-01

[NR-33293大肠杆菌,菌株43\(105a\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-13478结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体31\(MT0606、Rv0577\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-47414金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_2636\(NE871\)\(突变体细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-52229鲍曼不动杆菌,MRSN32104\(细菌\)](#)

2022-04-01

[综述与专论: 核酸适配体在肾癌中的应用](#)

2023-09-21

[PIL家族转录因子抑制植物分蘖机制获解析](#)

2020-08-04

[PBST \(1x, PH7.4\) \(BZ218\) 200ml](#)

2021-12-13

[植物冬季氮吸收能力及利用策略研究取得新进展](#)

2020-08-04

[抗肺炎球菌血清型35B单克隆抗体\[克隆3F9\]22/308](#)

2024-05-19

[NR-51531铜绿假单胞菌,MRSN1899\(细菌\)](#)

2022-04-01

[精选好货》DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二](#)

2021-12-02

[人工模拟合成外分泌汗液汗水-皮脂乳液 \(BZ118\) 500ml](#)

2021-12-13

[NR-36061来自雄性和雌性钉螺亚种的基因组DNA.formosana,ChiaYiIsolate\(NucleicAcids\)](#)

2022-04-01

[NR-15020结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1173\(MT2316、Rv*\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[MRA-564_恶性疟原虫,菌株D10pfmdr1SNY\[D10pfmdr1S-1034N-1042Y-1246,D10-mdr1\(7G8/1\)\]\(寄生原生动](#)

[物\)](#)

2022-04-01

[NR-28543_副溶血性弧菌,F11-3A\(血清型O4:K12\)\(细菌\)](#)

2022-04-01