

## 人工模拟合成唾液或模拟唾液 (BZ184) 1000ml

[下载为PDF](#)

- 213 次围观

产品图片



产品英文名称

[Artificial Saliva or Simulated Saliva \(BZ184\)](#)

产品别名

[人工模拟体液](#)

货号/SKU

Chemazone295

库存与交货期

1-2周

人民币价格

8868

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

试剂海关审批  
支持  
国外采购  
支持  
厂牌  
Chemazone Inc  
品牌  
[Biochemazone™](#)  
产品基础信息  
1000mL, 100mL, 200mL, 500mL  
产品描述信息

## Artificial Saliva

Artificial Saliva or Simulated Saliva formulation is only used in the field of scientific research and for in vitro use only.

Pack Size: 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1000 mL

Validity: 6 months for Not Stabilized and up to 12 months for Stabilized version. At -20 Deg C, in the Frozen stage, shelf life is up to 1 year for non-stabilized versions.

Transportation and storage: transportation at room temperature, storage at 2-8 °C.

## Artificial Saliva Features & Note:

1. Simulated Saliva is a sterile solution and can be used directly. It is used for the study of *Pharmaceutical, Medical, Dental, or Hospital Research, etc.*
2. Simulated Saliva, store at 4 degrees, transported at room temperature.
3. This Saliva is limited to the scientific research of professionals, and cannot be used for clinical diagnosis or treatment, and cannot be used for food or medicine, and cannot be stored in ordinary houses.
4. For your safety and health, please wear a lab coat and disposable gloves.

Custom formulations to accommodate specific pH or ingredient requirements are also available upon request.

**Packaging: 100 mL to 1000 mL**

**pH: 6.8 (Ask for Customization)**

### 产品安全信息

以下中文仅供参考，如专业术语有误，请以英文为准！###人造唾液 人造唾液或模拟唾液制剂仅用于科学研究领域，仅用于体外使用。包装尺寸：100毫升，200毫升，500mL，1000毫升 有效性：稳定版不稳定，6个月，最多可达12个月。在-20℃下，在冷冻阶段，保质期长达1年的非稳定版本。运输和储存：室温运输，2-8℃储存。人造唾液特点笔记：1.模拟唾液是一种无菌溶液，可直接使用。它用于研究药物，医疗，牙科或医院研究等。2.模拟唾液，储存在4度，在室温下运输。3.这种唾液仅限于对专业人士的科学研究，不能用于临床诊断或治疗，不能用于食品或药物，不能存放在普通房屋中。4.为了您的安全和健康，请戴上实验室外套和一次性手套。根据要求提供定制配方以适应特定的pH或成分要求。包装：100毫升至1000毫升 pH：6.8（要求定制）人造唾液或模拟唾液应用：用于测试腐蚀，色牢度和变色的产品 用于测试牙科金属合金的生物降解性 确定打算进入口腔的产品的色度 行业特定的唾液 Biochemazone™ 还提供了用于产品测试和研究的其他人造体液。我们根据标准测试协议以及科学文献制造了几种人造唾液的配方。根据要求提供定制配方以适应特定的pH或成分要求。我们还提供了在使用前需要溶于无菌水的即用型粉末。 药物研究人工唾液 根据药物研究的文献制定人造唾液，例如通过口腔粘膜的药物溶解和药物递送的研究。这已准备好使用配方和解决方案的pH值为6.8要求定制，（定制pH和稳定版本也可用）医疗和牙科研究人造唾液 这种人造唾液专为医疗和牙科研究而设计。我们的唾液配方具有类似的组成和成分，模拟矿物成分，酶和天然唾液的pH。人造唾液用于研究治疗口干和其他条件。这种即用的配方含有模仿真正的人类唾液的粘度增强剂。该配方可以在室温下储存并具有6.8的pH。该解决方案仅适用于产品测试和研究，而不是体内医疗使用。以低价格购买高质量的模拟唾液解决方案。解决方案的pH值为6.8询问定制，（也可用的自定义pH和稳定版本） pH值和内容可根据要求定制。其他组合物和客户；S指定的配置可以根据要求提供。稳定剂，pH值，包装尺寸和模拟唾液的含量是可定制的。联系我们进行定制：[Sales@coreab.cn](mailto:Sales@coreab.cn) 运输和储存：室温下的运输，4℃储存。对于长期储存在-20℃下冻结它  
主要内容

## Artificial Saliva or Simulated Saliva Applications:

- For testing of products for corrosion, colorfastness, and discoloration
- For testing the biodegradability of dental metal alloys

- To determine the colorfastness of products intended to be taken into the mouth

## Industry-Specific Saliva

Biochemazone™ also offers other artificial bodily fluids for product testing and research. We manufacture several formulations of [artificial saliva](#) based on standard testing protocols as well as scientific literature. Custom formulations to accommodate specific pH or ingredient requirements are also available upon request. We also provide ready-to-use powder that needs to be soluble in sterile water before use.

### ARTIFICIAL SALIVA FOR PHARMACEUTICAL RESEARCH

[Artificial Saliva](#) is formulated according to literature for pharmaceutical research, such as studies of drug dissolution and drug delivery through the oral mucosa. This is ready to use formulation and pH of the solution is 6.8 Ask for the customization, (*Custom pH and stabilized versions also available*)

### ARTIFICIAL SALIVA FOR MEDICAL AND DENTAL RESEARCH

This [Artificial Saliva](#) is designed for medical and dental research. Our Saliva [formulation](#) has a similar composition and ingredients simulate the mineral composition, enzymes, and pH of natural saliva. Artificial Saliva is used to study the treat dry mouth and other conditions. This ready-to-use formulation contains the viscosity enhancers to mimic real human saliva. This formulation can be stored at room temperature and has a pH of 6.8. This solution is only intended for product testing and research, and not for in vivo medical use. Buy premium quality simulated Saliva solution at Low price. The pH of the solution is 6.8 Ask for the customization, (*Custom pH and stabilized versions also available*)

pH and contents are customizable upon request.

**Other compositions and customer's specified configurations can be delivered upon request. Stabilizer, pH Value, Pack Size, and Contents of Simulated Saliva are customizable.**

**Contact us for Customization: [sales@coreab.cn](mailto:sales@coreab.cn)**

**Transportation and storage: Transportation at room temperature, storage at 4 °C. For Longterm Storage Freeze it at -20 °C**

厂牌介绍

关于 Biochemazone™

## 人工模拟生物体液试剂和仪器的先驱

**Biochemazone™**是一家不断发展的生物科技公司，提供高品质、纯化的人工生物化学品、试剂和解决方案，如模拟唾液、模拟尿液、模拟汗液等，并开发学术研究机构、大学、医院、工业、政府和私人实验室。

我们的生化试剂经过全面测试，可满足对卓越品质、不妥协生物的研发需求，以具有竞争力的价格准确模拟真正的生物解决方案活动。

**Biochemazone™**在科学界建立了良好的声誉，其声誉建立在创新产品、客户服务和对细节的关注上。我们的质量声誉是在市场上取得有利地位以及与制造顶级合成生物产品（如人造唾液、人造尿液、人造皮脂、人造汗液、人造汗液、人造血清、人工血液、人工精液、人工耳垢等等.....

欢迎消费品测试实验室和制造商联系 Biochemazone™或本地代理商以了解人工模拟生物流体液体和生化试剂的需求。

品牌标识

 **BIOCHEMAZONE**  
True Research Partner in Science

产品关键词

[Biochemazone人造体液](#)

[Biochemazone™人造体液目录价格](#)

[Biochemazone人造汗液](#)

[人工汗液厂家](#)

[人造体液](#)

[模拟人体体液biochemazone](#)

[体液包括哪些](#)

[人体体液是什么](#)

[什么是人体体液](#)

[人造模拟唾液是体液吗](#)

[人体体液占体重多少](#)

[人造唾液](#)

[人造肺泡灌洗液](#)

[人工痰液](#)

[人造粪便](#)

[人工尿液](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-19475 土拉弗朗西斯菌亚种.土拉菌,菌株SCHUS4, Gateway?克隆集,在大肠杆菌中重组,板18\(克隆\)](#)  
2022-04-01

[NR-3639 甲型流感病毒, Kilbourne F163: A/Dunedin/6/1983\(HA, NA\)x A/Puerto Rico/8/1934\(H1N1\), Reassortant X-81\(病毒\)](#)  
2022-03-31

[NR-13634 结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1106\(MT0951、Rv0924c\)\(突变细菌\)](#)  
2022-04-01

[NR-46411 金黄色葡萄球菌, HIP11983\(细菌\)](#)  
2022-04-01

[核提取分离培养基, 100ml\(100次反应\)](#)  
2021-12-21

[人工模拟合成汗 DN 53160-2/BS EN 1811 \(BZ125\) 500ml](#)  
2021-12-13

[质谱法, 抗氧化蛋白缓冲液, 100UL](#)  
2021-12-21

[NR-781 牛痘病毒, 单克隆抗牛痘\(WR\)A27L, 残基1至110\(腹水\)\(类似于VMC-50\)\(单克隆抗体\)](#)  
2022-03-31

[NR-46954 金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE411\(SAUSA300\\_2578\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[抗D\[Rho\]抗体,人73/517](#)

2024-05-19

[NR-41926肺炎克雷伯菌,BIDMC10\(细菌\)](#)

2022-04-01

[人肾素\[国际标准168/356](#)

2024-05-19

[道康宁PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 1.1KG](#)

2021-12-02

[NR-43499\\_霍氏博德特氏菌,41130\(细菌\)](#)

2022-04-01

[SARS-CoV-2XF重组分离株101058](#)

2024-05-19

[NR-47932金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300\\_0709\(NE1390\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[MRA-105冈比亚按蚊,M2,鸡蛋\(矢量\)](#)

2022-04-01

[牛疱疹病毒1型 \(BHV-1 / IBR\) MAb gB-gl IgG2b同种型](#)

2019-05-08

[鼠MET\(V1110i\)表达NIH3T3细胞系,1个小瓶](#)

2021-12-21

[2024\\_06\\_05\\_Mag](#)

2024-06-03