

[人造模拟合成尿液用于泌尿外植入物的腐蚀测试，含防腐剂 \(BZ188\) 100ml](#)

[下载为PDF](#)
[产品图片](#)



产品英文名称

[Simulated Urine for Corrosion Testing of Urological Implants, Stabilized \(BZ188\)](#)

产品别名

[人工模拟体液](#)

货号/SKU

Chemazone636

库存与交货期

1-2周

人民币价格

2043

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

试剂海关审批
支持
国外采购
支持
厂牌
Chemazone Inc
品牌
[Biochemazone™](#)
产品基础信息
1000mL, 100mL, 200mL, 500mL
产品描述信息

[Simulated Urine](#) or Artificial Urine is designed for Corrosion Testing of Urological Implants research. Our [Artificial Urine formulation](#) has a similar composition and ingredients simulate the biological contents, mineral composition, enzymes, and pH of natural urine. . This ready-to-use formulation contains a non-toxic stabilizer that prevents microbial and fungal growth and can be stored at room temperature and it mimics real human urine. This formulation can be stored at room temperature and has a pH of 6.0. This solution is only intended for product testing and research, and not for in vivo medical use.

Buy premium quality simulated urine solution at Low price. The pH of the solution is 6.0 Ask for the customization, (*Custom pH and stabilized versions also available*)

pH and contents are customizable upon request.

Application: Artificial Urine for Corrosion Testing of Urological Implants, Stabilized

产品安全信息

以下中文仅供参考，如专业术语有误，请以英文为准！###模拟尿液或人工尿液设计用于泌尿外植入物研究的腐蚀测试。我们的人造尿制剂具有类似的组合物和成分，模拟生物含量，矿物质组合物，酶和天然尿液的pH值。这种即用的配方含有无毒稳定剂，可防止微生物和真菌生长，可以在室温下储存，而是模拟真正的人类尿液。该配方可以在室温下储存并具有6.0的pH。该解决方案仅适用于产品测试和研究，而不是体内医疗使用。以低价格购买优质模拟尿液解决方案。解决方案的pH值为6.0要求定制，（也可用的自定义pH和稳定版本）pH值和内容可根据要求定制。应用：人工尿液用于泌尿外植入物的腐蚀测试，稳定模拟尿液或合成尿液用于泌尿外植入物的腐蚀检测，稳定（BZ188）pH值：6.0（可定制）保质期：稳定版不稳定，6个月，稳定版最多12个月。在-20°C下，在冷冻阶段，保质期长达1年的非稳定版本。人造尿或模拟尿制剂仅用于科学研究领域，仅用于体外使用。包装尺寸：100毫升，200毫升，500mL，1000毫升 运输和储存：室温运输，2-8°C储存。人工尿液特征笔记：1.模拟尿液是无菌溶液，可直接使用。它用于研究和测试导管，泌尿科植入物和生物医学操作，生物金属部件等。2.模拟尿液，储存在4度，在室温下运输。3.这种尿液仅限于对专业人士的科学研究，不能用于临床诊断或治疗，不能用于食品或药物，不能存放在普通房屋中。4.为了您的安全和健康，请戴上实验室外套和一次性手套。根据要求提供定制配方以适应特定的pH或成分要求。包装：100毫升至1000毫升 pH: 6.0（要求定制）其他组合物和客户；S指定的配置可以根据要求提供。稳定剂，pH值，包装尺寸和模拟尿液的内容是可定制的。联系我们进行定制：Sales@coreab.cn 运输和储存：室温下的运输，4°C储存。对于长期储存在-20°C下冻结它

主要内容

Simulated Urine or Synthetic Urine for Corrosion Testing of Urological Implants, Stabilized (BZ188)

pH Value: 6.0 (customizable)

Shelf Life: 6 months for Not Stabilized and up to 12 months for Stabilized version. At -20 Deg C, in the Frozen stage, shelf life is up to 1 year for non-stabilized versions.

Artificial Urine or Simulated Urine formulation is only used in the field of scientific research and for in vitro use only.

Pack Size: 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1000 mL

Transportation and storage: transportation at room temperature, storage at 2-8 °C.

Artificial Urine Features & Note:

1. Simulated Urine is a sterile solution and can be used directly. It is used for the study and testing of catheters, Urological implants, and biomedical operational, bio-metallic parts, etc.
2. Simulated Urine, store at 4 degrees, transported at room temperature.
3. This Urine is limited to the scientific research of professionals, and cannot be used for clinical diagnosis or treatment, and cannot be used for food or medicine, and cannot be stored in ordinary houses.

4. For your safety and health, please wear a lab coat and disposable gloves.

Custom formulations to accommodate specific pH or ingredient requirements are also available upon request.

Packaging: 100 mL to 1000 mL

pH: 6.0 (Ask for Customization)

Other compositions and customer's specified configurations can be delivered upon request. Stabilizer, pH Value, Pack Size, and Contents of Simulated Urine are customizable.

Contact us for Customization: sales@coreab.cn

Transportation and storage: Transportation at room temperature, storage at 4 °C. For Longterm Storage Freeze it at -20 °C

厂牌介绍

关于 Biochemazone™

人工模拟生物体液试剂和仪器的先驱

Biochemazone™是一家不断发展的生物科技公司，提供高品质、纯化的人工生物化学品、试剂和解决方案，如模拟唾液、模拟尿液、模拟汗液等，并开发学术研究机构、大学、医院、工业、政府和私人实验室。

我们的生化试剂经过全面测试，可满足对卓越品质、不妥协生物的研发需求，以具有竞争力的价格准确模拟真正的生物解决方案活动。

Biochemazone™在科学界建立了良好的声誉，其声誉建立在创新产品、客户服务和对细节的关注上。我们的质量声誉是在市场上取得有利地位以及与制造顶级合成生物产品（如人造唾液、人造尿液、人造皮脂、人造汗液、人造汗液、人造血清、人工血液、人工精液、人工耳垢等等.....

欢迎消费品测试实验室和制造商联系 Biochemazone™或本地代理商以了解人工模拟生物流体液体和生化试剂的需求。

品牌标识



产品关键词

[Biochemazone人造体液](#)

[Biochemazone™人造体液目录价格](#)

[Biochemazone人造汗液](#)

[人工汗液厂家](#)

[人造体液](#)

[模拟人体体液biochemazone](#)

[体液包括哪些](#)

[人体体液是什么](#)

[什么是人体体液](#)

[人造模拟唾液是体液吗](#)

[人体体液占体重多少](#)

[人造唾液](#)

[人造肺泡灌洗液](#)

[人工痰液](#)

[人造粪便](#)

[人工尿液](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]

- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求


报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候，是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-19475 土拉弗朗西斯菌亚种.土拉菌,菌株SCHUS4, Gateway?克隆集,在大肠杆菌中重组,板18\(克隆\)](#)

2022-04-01

[NR-3639 甲型流感病毒, Kilbourne F163:](#)

[A/Dunedin/6/1983\(HA,NA\)xA/PuertoRico/8/1934\(H1N1\), Reassortant X-81\(病毒\)](#)

2022-03-31

[NR-13634 结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1106\(MT0951、Rv0924c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-46411 金黄色葡萄球菌, HIP11983\(细菌\)](#)

2022-04-01

[核提取分离培养基, 100ml\(100次反应\)](#)

2021-12-21

[人工模拟合成汗DN 53160-2/BS EN 1811 \(BZ125\) 500ml](#)

2021-12-13

[质谱法.抗氧化蛋白缓冲液, 100UL](#)

2021-12-21

[NR-781 牛痘病毒, 单克隆抗牛痘\(WR\)A27L, 残基1至110\(腹水\)\(类似于VMC-50\)\(单克隆抗体\)](#)

2022-03-31

[NR-46954 金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE411\(SAUSA300_2578\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[抗D\[Rho\]抗体, 人73/517](#)

2024-05-19

[NR-41926 肺炎克雷伯菌, BIDMC10\(细菌\)](#)

2022-04-01

[人肾素\[国际标准\]168/356](#)

2024-05-19

[道康宁PDMS184 光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 1.1KG](#)

2021-12-02

[NR-43499_霍氏博德特氏菌, 41130\(细菌\)](#)

2022-04-01

[SARS-CoV-2XF 重组分离株101058](#)

2024-05-19

[NR-47932 金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌, USA300|JE2, 转座子突变体SAUSA300_0709\(NE1390\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[MRA-105 冈比亚按蚊, M2, 鸡蛋\(矢量\)](#)

2022-04-01

[牛疱疹病毒1型 \(BHV-1 / IBR\) MAb gB-gI IgG2b 同种型](#)

2019-05-08

[鼠MET\(V1110i\)表达NIH3T3细胞系,1个小瓶](#)

2021-12-21

[2024_06_05_Mag](#)

2024-06-03