



生物医药用途磁性分离产品选择指南

磁分离架

这是一份通用指南，可帮助您找到最适合您需求的磁力架产品。

您可以点击货号#查看您感兴趣的产品详情

磁分离板

所有磁板都具有标准 SLAS/SBS 脚垫，并与大多数自动化分离提取仪器兼容

更多咨询请发邮件至sales@coreab.cn

磁分离板

| 磁力板类型 | 货号# | 磁铁等级 | 最小分离体积 | 最大分离体积 | 常见应用范围 |
|--|--------------------------|-----------|------------|-------------|--|
| 带顶板的 96 孔条形磁铁侧拉套件 允许我们使用多达 12 个 PCR 条 | MSP750KT | Bar - N52 | 30 μ L | 300 μ L | 全裙边 PCR 板 半裙边 PCR 板 非裙边 PCR 板 多达 (12) 个 0.2 mL PCR 条手动或自动 |
| 96 孔条形磁铁侧拉 | MSP750 | Bar - N52 | 30 μ L | 300 μ L | 全裙边 PCR 板 半裙边 PCR 板 非裙边 PCR 板 0.2 毫升 PCR 条 (4) 手动或自动 |
| 96 孔 PCR 低洗脱环形 | RLE500 | N50 - 环形 | 5 μ L | 200 μ L | 全裙边 PCR 板 半裙边 PCR 板 非裙边 PCR 板 最适合自动化 |
| 96 孔 PCR 后磁铁低洗脱板 | LE400 | N40 - 柱形 | 5 μ L | 200 μ L | 全裙边 PCR 板 半裙边 PCR 板 非裙边 PCR 板 更适合手动移液 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 96-孔 S380 磁板 | S380 | N38 - 环形 | 30 μ L | 350 μ L | 大多数微孔板和 PCR 板 除平底外 最实惠 |
| 96-孔 S480 磁板 | S480 | N48 - 环形 | 30 μ L | 1毫升 | 大多数微孔板和 PCR 板 除平底外 更快的分离时间 (推荐, 最常用的磁力板) |
| 96-孔 S500 磁板 | S500 | N50 - 环形 | 30 μ L | 2 毫升 | 大多数微孔板和 PCR 板 除了平底 快速磁珠分离, 深孔板 |
| 96-孔 T480 磁板 | T480 | N48 - 环形 | 30 μ L | 1毫升 | 与我们上面的 S480 板的用途相同。另外, 相同的大小, 高度, Beckman Biomek® 工作站的实验兼容支持 |
| 96-孔 U500 磁板 | U500 | N50 - 环形 | 30 μ L | 2 毫升 | 最通用的板 几乎可以接受任何微孔板 包括平底快速磁珠分离, 深孔板 |
| 384- 孔柱形磁板 | P384 | N38 - 柱形 | 10 μ L | 39 μ L | 384-高密度板的高吞吐量 |
| 24孔环形磁板 | MSP24 | Dual N48 环形 | 100 μ L | 10 毫升 | 适配大体积的GE Whatman™ UniPlate® 24 孔 |

磁分离架

| 磁力架类型 | 货号# | 磁铁等级 | 最小分离体积 | 最大分离体积 | 常见应用场景 |
|--|-------------------------|------------|------------|--------|---|
| 0.2 mL PCR Strip 磁性分离器 8 或 12 条 | MSRLV08 | N50 - Disk | 5 μ L | 0.2 毫升 | 8 孔 PCR 条和单个0.2 mL管 PCR Cleanup ChIP Assays DNA/RNA 纯化 |
| 0.2 mL PCR Strip 磁性分离架 8 或 12 孔PCR条 | MSR812 | N50 - Disk | 30 μ L | 0.2 毫升 | 8 或 12 孔 PCR 条和单个0.2 mL 管 PCR Cleanup ChIP Assays DNA/RNA 纯化 (常用, 重点推荐产品) |
| | | | | | 8 或 12 个孔PCR 条和单个 0.2 毫升管 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|------------|------------------|-------------------|--|
| 0.2 mL PCR Strip / 1.5 ml 微型 磁分离隔离器 | MSR1224B | N38 - Disk | 10 μ L (PCR) | 2 毫升 (微量离 心管) | 适用于PCR 条, 更低体积 相比于 MSR812 磁力架 1.5-2.0 mL 微量离心管在对侧 |
| 0.2 mL PCR Strip 磁性分离架/ 冷却器模块 | MSB08 | N50 - Disk | 30 μ L | 0.2 毫升 | 8 孔 PCR条 或单管 小型实验室的理想选择 PCR 净化 ChIP 检测 DNA/RNA 纯化 在特定温度下保存样品 |
| 1X 15 ml / 50 ml 磁性分离 架, 二合一组合架 | MSR50151 | N38 - Disk | 7 毫升 (15 毫升管) | 50 毫升 (50 毫升管) | 15 mL 或 50 mL 离心管中的大容量 也可提供 3 x 3 组合 (MSR1550) |
| 2 X 15 mL 磁力分离架 | MSR2X15 | N38 - Disk | 7 毫升 | 15 毫升 | 来自 15 mL 离心管的大容量 也可提供 6 管版本 (MSR6X15) |
| 2 X 50 mL 磁力分离架 | MSR2X50 | N38 - Disk | 10 毫升 | 50 毫升 | 来自 50 mL 离心管的大容量 也可提供 6 管版本 (MSR6X50) |
| 15 ml / 50 ml 磁性分离, 二 合一组合架 | MSR1550 | N38 - Disk | 7 毫升 (15 毫升管) | 50 毫升 (50 毫升管) | 15 mL 或 50 mL 离心管中的大容量 也可提供 1X1 版本 |
| 6 X 15 mL 磁力分离架 | MSR6X15 | N38 - Disk | 7 毫升 | 15 毫升 | 来自 15 mL 离心管的大容量 也可提供 2 管版本 (MSR2X15) |
| 6 X 50 mL 磁力分离架 | MSR6X50 | N38 - Disk | 10 毫升 | 50 毫升 | 来自 50 mL 离心管的大容量 也可提供 2 管版本 (MSR2X50) |
| 6 X 10 mL 磁力分离架 | MSR6X10 | N38 - Disk | 4 毫升 | 10 毫升 | 设计用于带裙边的 Simport® 10 mL 自立式储存和运输管 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------|-------|--------------------|---|
| 6 X 1.5 ml 试管磁力分离架 | MSR06 | N38 - Disk | .5 毫升 | 2.0 毫升 (2.0 毫升离心管) | 最多 (6) 个 1.5 mL、1.7 mL 和 2.0 mL 微量离心管 (使用 1.5 mL 管效果最佳) |
| 12 X 1.5 ml 试管磁力分离架 | MSR12 | N38 - Disk | .5 毫升 | 2.0 毫升 (2.0 毫升离心管) | 最多 (12) 个 1.5 mL、1.7 mL 和 2.0 mL 微量离心管 (使用 1.5 mL 管效果最佳) |
| 24 X 1.5 ml 试管磁力分离架 | MSR24 | N38 - Disk | .5 毫升 | 2.0 毫升 (2.0 毫升离心管) | 最多 (24) 个 1.5 mL、1.7 mL 和 2.0 mL 微量离心管 (使用 1.5 mL 管效果最佳) |
| 8 x 1.5 mL 微量离心管磁力分离架/冷却器块 | MSB0815 | N38 - Disk | .5 毫升 | 2.0 毫升 (2.0 毫升离心管) | 最多 (8) 个 1.5 mL、1.7 mL 和 2.0 mL 微量离心管 (使用 1.5 mL 管效果最佳) 还具有 8 个冷却/样品具备有非磁性端 |
| PCR 条到 SBS 转接板 | ADP812 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 适配我们的一两个 MSR812 到 SBS 的自动化 footprint |
| PCR 条到 SBS 适配器板套件 (套件包含 (2) MSR812 和 (1) ADP12) | ADPKT812 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 套件包含上述沿使用我们的两个 MSR812 架可节省 10% 的成本 |

订购联系方式

北京沫之东生物技术有限公司

询价/批量采购/代理/合作 E-mail: sales@coreab.cn

咨询电话: 010-58469180

热线手机(微信): 15313335191

©2018 Eastmo Biotech Ltd

©2018 Permagen Labware, LTD.

基于 PRODUCT SELECTION GUIDE/ Permagen Labware 分发, 未尽事宜请联系我们确认