


NR-19453 Rickettsia prowazekii, Strain Madrid E, Gateway? Clone, 重组在大肠杆菌, 板5(克隆)

[下载为PDF](#)

- 13 次围观

产品图片



产品英文名称

[NR-19453_ Rickettsia prowazekii, Strain Madrid E, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 5\(Clones\)](#)

产品别名

[NR-19453_ Rickettsia prowazekii, Strain Madrid E, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 5\(Clones\)](#)

[NR-19453 Rickettsia Prowazekii, Sutration Madrid E, Gateway?Clone, 重组在大肠杆菌, 板5\(克隆\)](#)

货号/SKU

NR-19453

货号/规格

EA

库存与交货期

3-8周

人民币价格

14000

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

A/B级风险物质只能直接使用人购买并持有实验室有效资质，其它询客服确认

国外采购

支持/部分限制一年内购买数量

厂牌

BEI Resources(ATCC)

品牌

[BEI Resources](#)

产品基础信息

生物安全等级建议分类：美国、1

产品描述信息

NR-19453?? Rickettsia prowazekii, Strain Madrid E, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 5(Clones)[Rickettsia prowazekii|Rickettsia prowazekii, Strain Madrid E, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 5]-80°C or colder[Pathogen Functional Genomics Resource Center at the J. Craig Venter InstituteAcknowledgment for publications should read "The following reagent was obtained through BEI Resources, NIAID, NIH: *Rickettsia prowazekii*, Strain Madrid E, Gateway? Clone Set, Recombinant in *Escherichia coli*, Plate 5, NR-19453."|Quantity limit per order for this item is 1. This item can be ordered twice a year. Orders over this limit will be sent to NIAID for approval before shipment.

The *Rickettsia prowazekii* (*R. prowazekii*), strain Madrid E, Gateway? clone set consists of approximately 750 sequence validated clones from *R. prowazekii*, strain Madrid E, cloned in *Escherichia coli* (*E. coli*) DH10B-T1 cells. Each open reading frame was constructed in vector [pDONR?221](#) (Invitrogen?) with an ATG start codon and no stop codon. The sequence was validated by full length sequencing of each clone with greater than 1X coverage and a mutation rate of less than 0.2%.

Information related to the use of Gateway? Clones can be obtained from [Invitrogen?](#). Recombination was facilitated through an *attB* substrate (*attB*-PCR product or a linearized *attB* expression clone) with an *attP* substrate (pDONR?221) to create an *attL*-containing entry clone. The entry clone contains recombinational cloning sites, *attL1* and *attL2* to facilitate gene transfer into a destination vector, M13 forward and reverse priming sites for sequencing and a kanamycin resistance gene for selection. Please refer to the Invitrogen? [Gateway? Technology Manual](#) for additional details.

Plate orientation and viability were confirmed for NR-19453.

Each inoculated well of the 96-well plate contains approximately 60 ?L of *E. coli* culture (strain DH10B-T1) in Luria Bertani (LB) Broth containing 50 ?g/mL kanamycin supplemented with 15% glycerol.

Clone plates are replicated using a BioMek? FX robot. Production in the 96-well format has increased risk of cross-contamination between adjacent wells. Individual clones should be purified (e.g. single colony isolation and purification using good microbiological practices) and sequence-verified prior to use. BEI Resources only confirms the clone plate orientation and viability of randomly picked clones. BEI Resources does not confirm or validate individual clone identities provided by the contributor.

主要内容

此项目的每个订单数量限制为1.此商品每年可订购两次.此限制的订单将被发送到发货前的批准. rickettsia prowazekii (r. prowazekii), strats madrid e, gateway ?克隆集由 r约750个序列验证的克隆组成. prowazekii, 菌株马德里e, 克隆在大肠杆菌(大肠杆菌) dh10b-t1细胞中.每个开放阅读框架以载体 pdonr?221 (Invitrogen?) 用ATG起始密码子和没有阻止密码子.通过大于1x覆盖率的每个克隆的全长测序验证序列, 突变率小于0.2%. 与使用网关?克隆有关的信息从 Invitrogen ?.通过 att b底板(att b-pCR产物或线性化的 att b表达克隆)促进重组, 用 att P衬底(PDONR?221)以产生含有含有ATT L的入口克隆.进入克隆含有重组克隆位点, att l1和 att L2, 以促进基因转移到目的载体中, 用于测序和卡那霉素抗性基因的目的载体, M13向前和逆向引发位点选择.请参阅 Invitrogen?网关?技术手册更多详情. 96孔板的每个接种并含有大约60μl的. Coli 培养(菌株DH10B-T1)在含有50μg/ mL卡那霉素的LURIA Bertani (LB)肉汤中, 其补充有15%甘油. 克隆板被复制使用生物滤泡? fx机器人. 96孔格式的生产增加了相邻井之间的交叉污染风险.应纯化各个克隆(例如, 使用良好的微生物实践的单菌落分离和纯化)并在使用前进行序列验证. Bei Resources仅确认随机挑选的克隆的克隆板取向和可存度. Bei资源不确认或验证贡献者提供的单个克隆身份.

厂牌介绍

BEI Resources 由美国国家过敏和传染病研究所 ([NIAID](#))成立, 旨在为研究 [A、B 和 C 类](#)优先病原体、[新兴传染病](#)病原体、非病原微生物和其他相关微生物材料提供试剂、工具和信息到研究界. BEI Resources 获取、验证和生产科学家进行基础研究和开发改进的诊断测试、疫苗和疗法所需的试剂. 通过将这些功能集中在 BEI Resources 中, 可以监控科学界对这些材料的访问和使用, 并确保试剂的质量控制。

除了为传染病界提供材料外，BEI Resources 还鼓励和支持研究人员和机构将材料存放。使用 [BEI Resources](#) 存放材料对研究人员和研究社区有许多优势，包括安全存储、社区访问和分发；同时保护存款人的知识产权。只要有需要，BEI 资源库将作为研究人员的资源进行维护。您在 BEI Resources 的存款是一项有助于未来研究的长期投资。

BEI Resources 自 2003 年起由 [美国典型培养物保藏中心 \(ATCC\)](#) 根据合同管理。2016 年 5 月，ATCC 获得了一份为期七年的继续管理 BEI Resources 的合同。合同范围已扩大到更全面的研究目录材料，包括由其他政府支持的研究项目存放的材料，将提供给生物防御和新兴传染病科学界。真菌、寄生虫、载体和其他相关材料已添加到现有的细菌、病毒和毒素试剂中，涵盖 NIAID A、B 和 C 类优先病原体 and NIAID 指定的新发传染病病原体和生物。

品牌标识

bei RESOURCES

SUPPORTING INFECTIOUS DISEASE RESEARCH

产品关键词

[BEI Resources 生物材料代理进口报关公司](#)

[如何购买可以直接从 BEI Resources 购买菌种吗](#)

[BEI Resources 生物材料库中国官网是？](#)

[BEI Resources 生物材料库中国代理](#)

[BEI Resources 怎么查询菌株抗体细胞](#)

[NR-19453 Rickettsia Prowazekii](#)

[Sutration Madrid E](#)

[Gateway?Clone](#)

[重组在大肠杆菌](#)

[板材5\(克隆\)，NR-1_Vaccinia virus](#)

[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\)\(Viruses\)](#)

[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\)，生物试剂报关BEI Resources](#)

[NIAID](#)

[NIH](#)

[NIAID 全称是美国国家过敏和传染病研究所](#)

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[MRA-298 恶性疟原虫, 菌株 3D7, 36 小时 cDNA 文库 \(文库\)](#)

2022-04-01

[钡氟化物\(BaF2\)溅射靶材, 纯度:99.99%, Size:6", 厚:0.125"](#)

2024-01-21

[北京大学生命科学学院郑鹏里课题组招聘博士后](#)

2021-10-31

[巴尔通体henselae IgM FA 阳性对照](#)

2019-05-08

[NR-48939 免疫孢子菌, 3476 \(真菌\)](#)

2022-04-01

[抗东方马脑炎\[1B1C-4\]抗体, 100ug](#)

2021-12-21

[NR-46939 金黄色葡萄球菌亚种. 金黄色葡萄球菌, USA300J E2, 转座子突变体 SAUSA300_0462 \(NE396\) \(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-51973_Spondweni 病毒, SAAr94 \(病毒\)](#)

2022-04-01

[铁\(Fe\)纳米粉末/纳米材料, 纯度:99.55+%, Size:60 纳米 70nm, MetalBasis](#)

2024-01-21

[NR-19557 肠沙门氏菌亚种. enterica, Ty2 菌株 \(伤寒血清型\), Gateway?CloneSet, 大肠杆菌重组, Plate36 \(克隆\)](#)

2022-04-01

[NR-47018 金黄色葡萄球菌亚种. 金黄色葡萄球菌, USA300J E2, 转座子突变体 SAUSA300_1060 \(NE475\) \(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-43413结核分枝杆菌亚种.结核病,H37Rv:pEXCF-2034,转录因子过表达突变体\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-50062_黄热病病毒,CARECM2-09\(病毒\)](#)

2022-04-01

[MTB PDZ蛋白,RMTB004](#)

2021-12-21

[身体素质高可部分抵消高血压负面影响](#)

2022-06-17

[重组抗体,抗猕猴PAN物种IgG \[1B3\],小鼠,IgG1K](#)

2021-12-21

[铝\(Al\)溅射靶材,纯度:99.999%,Size:3",厚:0.250"](#)

2024-01-21

[铁氧化物\(Fe₃O₄\)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:1",厚:0.250"](#)

2024-01-21

[发生机制研究为延缓衰老带来希望](#)

2023-11-12

[QCREBVlgMOC1\[18/B733\]QCREBVIGMOC1](#)

2024-05-19