


NR-45881金黄色葡萄球菌,LIM2(细菌)

[下载为PDF](#)

- 2 次围观

产品图片



产品英文名称

[NR-45881_Staphylococcus aureus, LIM 2\(Bacteria\)](#)

产品别名

[NR-45881_Staphylococcus aureus, LIM 2\(Bacteria\)](#)

[NR-45881 金黄色葡萄球菌, LIM 2 \(细菌\)](#)

货号/SKU

NR-45881

货号/规格

EA

库存与交货期

3-8周

人民币价格

14000

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷

链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

A/B级风险物质只能直接使用人购买并持有实验室有效资质，其它询客服确认

国外采购

支持/部分限制一年内购买数量

厂牌

BEI Resources(ATCC)

品牌

[BEI Resources](#)

产品基础信息

生物安全等级建议分类：美国、2

产品描述信息

NR-45881??Staphylococcus aureus, LIM 2(Bacteria)|Staphylococcus aureus|LIM 2|-60°C or colder|NARSAAcknowledgment for publications should read "The following reagent was provided by the Network on Antimicrobial Resistance in Staphylococcus aureus (NARSA) for distribution by BEI Resources, NIAID, NIH: Staphylococcus aureus, Strain LIM 2, NR-45881."|Quantity limit per order for this item is 1. This item can be ordered twice a year. Orders over this limit will be sent to NIAID for approval before shipment.Staphylococcus aureus (S. aureus), strain LIM 2 (also referred to as NRS36) was isolated in 1995 from the bloodstream of a 2-year-old female patient with leukemia in France.S. aureus, strain LIM 2 is a methicillin-resistant S. aureus (MRSA) and a vancomycin-intermediate S. aureus (VISA) strain. S. aureus, strain LIM 2 was deposited as positive for mec (subtype I); negative for vanA, vanB, vanC1, vanC2, vanD, and vanE; eGenomic spa type 4, eGenomic spa repeats YHFGFMBQBLO; Ridom spa type t051. Strain LIM 2 was the second MRSA isolate recovered from this patient. During the course of treatment, which included the use of glycopeptides, three additional MRSA strains, LIM 1 (NRS35), LIM 3 (NRS37) and LIM 4, were isolated. LIM 1 was the first strain isolated from the patient and has a vancomycin-sensitive S. aureus (VSSA) phenotype whereas LIM 3 and LIM 4 have a VISA phenotype. Results from pulsed-field gel electrophoresis suggest that the three VISA strains were selected from LIM 1.Each vial contains approximately 0.5 mL of bacterial culture in Tryptic Soy broth supplemented with 10% glycerol.

主要内容

此项目的每个订单数量限制为1.此商品每年可订购两次.在此限制上的订单将被发送到发货前的批准.金黄色葡萄球菌（金黄色葡萄球菌），菌株LIM 2（也称为NRS36）是1995年从1995年孤立的一名2岁女性患者的血液与白血病在法国. s.金黄色葡萄球菌2是耐甲氧脲抗性.金黄色葡萄球菌（MRSA）和万古霉素中间体 s.金黄色葡萄球菌（Visa）菌株. s. AUREUS，将菌株LIM 2沉积为 MEC（亚型I）；vana，Vanb，Vanc1，Vanc2，vand，和vane；Egenomic Spa 型4，eGenomic Spa 重复Yhfgfmbqlo；ridom spa type t051型.菌株LIM 2是从该患者回收的第二MRSA分离物.在处理过程中，分离出三种另外的MRSA菌株，LIM 1（NRS35），LIM 3（NRS37）和LIM 4. LIM 1是从患者分离的第一种菌株并具有万古霉素敏感性.金黄色葡萄球菌（VSSA）表型，而LIM 3和LIM 4具有VISA表型.脉冲场凝胶电泳的结果表明，三个签证菌株选自LIM 1. 每个小瓶在补充有10%甘油的胰蛋白酶大豆肉汤中含有约0.5ml细菌培养物.

厂牌介绍

BEI Resources 由美国国家过敏和传染病研究所（[NIAID](#)）成立，旨在为研究 [A、B 和 C 类](#) 优先病原体、[新兴传染病](#) 病原体、非病原微生物和其他相关微生物材料提供试剂、工具和信息到研究界。BEI Resources 获取、验证和生产科学家进行基础研究和开发改进的诊断测试、疫苗和疗法所需的试剂。通过将这些功能集中在 BEI Resources 中，可以监控科学界对这些材料的访问和使用，并确保试剂的质量控制。

除了为传染病界提供材料外，BEI Resources 还鼓励和支持研究人员和机构的材料存放。[使用 BEI Resources存放材料](#) 对研究人员和研究社区有许多优势，包括安全存储、社区访问和分发；同时保护存款人的知识产权。只要有需要，BEI 资源库将作为研究人员的资源进行维护。您在 BEI Resources 的存款是一项有助于未来研究的长期投资。

BEI Resources 自 2003 年起由[美国典型培养物保藏中心 \(ATCC\)](#) 根据合同管理。2016 年 5 月，[ATCC](#) 获得了一份为期七年的继续管理 BEI Resources 的合同。合同范围已扩大到更全面的研究目录材料，包括由其他政府支持的研究项目存放的材料，将提供给生物防御和新兴传染病科学界。真菌、寄生虫、载体和其他相关材料已添加到现有的细菌、病毒和毒素试剂中，涵盖 NIAID A、B 和 C 类优先病原体和 NIAID 指定的新发传染病病原体和生物。

品牌标识

biei RESOURCES

SUPPORTING INFECTIOUS DISEASE RESEARCH

产品关键词

[BEI Resources生物材料代理进口报关公司](#)

[如何购买可以直接从BEI Resources购买菌种吗](#)
[BEI Resources生物材料库中国官网是?](#)
[BEI Resources生物材料库中国代理](#)
[BEI Resources怎么查询菌株抗体细胞](#)
[NR-45881 金黄色葡萄球菌](#)
[LIM 2\(细菌\), NR-1 Vaccinia virus](#)
[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\)\(Viruses\)](#)
[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\), 生物试剂报关BEI Resources](#)
[NIAID](#)
[NIH](#)
[NIAID全称是美国国家过敏和传染病研究所](#)

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-40526_肠沙门氏菌亚种.enterica,14028sASTM14:0760\(鼠伤寒血清型\)\(细菌\)](#)
2022-04-01
[水稻高产又提质就从“源”头开始](#)
2020-08-04
[MRA-126白按蚊、STECLA、鸡蛋\(矢量\)](#)
2022-04-01
[NR-19618 鼠疫耶尔森菌,KIM菌株,Gateway?克隆套装,在大肠杆菌中重组,板22\(克隆\)](#)
2022-04-01
[人工模拟合成胸膜液BZ2581000ml](#)
2021-12-13
[NR-30748结核分枝杆菌,96-3463\(细菌\)](#)
2022-04-01
[抗MCHERRY \[16D7\]抗体,100ug](#)
2021-12-21
[人工模拟合成汗水汗液, ISO 12870汗水-定制pH, 含防腐剂 \(BZ150\) 100ml](#)
2021-12-13
[抗碳酸酐酶I\(大鼠\)抗体,100UL](#)
2021-12-21
[生猪肌内脂肪沉积研究取得新进展](#)
2024-02-23
[NR-50781结核分枝杆菌,Erdman条形码库\(库\)](#)
2022-04-01
[NR-47294金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_1693\(NE751\)\(突变体细菌\)](#)
2022-04-01
[HM-642加氏乳杆菌,SV-16A-US\(细菌\)](#)
2022-04-01
[清华大学生命科学学院吝易实验室诚聘博士后、科研助理](#)
2022-07-13
[机械应力对巨噬细胞的功能调节作用及机制](#)
2024-06-02
[NR-18116结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1439\(MT1859、Rv1811\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01
[NR-46195金黄色葡萄球菌,CO-65\(细菌\)](#)
2022-04-01
[NR-2802智人,含有HLA-B*2705等位基因的载体pLNCX2\(质粒/载体\)](#)
2022-03-31
[Inhibitory co-receptor Lag3 supports Foxp3+ regulatory T cell function by restraining Myc-dependent metabolic programming](#)
2024-09-02
[NR-47757金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_2273\(NE1214\)\(突变体细菌\)](#)
2022-04-01