

NR-54001SARS相关冠状病毒2,分离株USA-WA1/2020,重组传染性克隆(icSARS-CoV-2-WT)(病毒)

[下载为PDF](#)

- 5 次围观

产品图片



产品英文名称
[NR-54001_SARS-Related Coronavirus 2, Isolate USA-WA1/2020, Recombinant Infectious Clone \(icSARS-CoV-2-WT\)\(Viruses\)](#)

产品别名
[NR-54001_SARS-Related Coronavirus 2, Isolate USA-WA1/2020, Recombinant Infectious Clone \(icSARS-CoV-2-WT\)\(Viruses\)](#)
[NR-54001 SARS 相关冠状病毒 2, 分离株 USA-WA1/2020, 重组传染性克隆 \(icSARS-CoV-2-WT\) \(病毒\)](#)

货号/SKU
NR-54001

货号/规格
EA

库存与交货期
3-8周

人民币价格
14000

人民币价格说明
本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批
A/B级风险物质只能直接用人购买并持有实验室有效资质，其它询客服确认

国外采购
支持/部分限制一年内购买数量

厂牌
BEI Resources(ATCC)

品牌

BEI Resources

产品基础信息

生物安全等级建议分类：美国、3

产品描述信息

NR-54001 SARS-Related Coronavirus 2, Isolate USA-WA1/2020, Recombinant Infectious Clone (icSARS-CoV-2-WT) (Viruses)|SARS-Related Coronavirus 2|Isolate USA-WA1/2020, Recombinant Infectious Clone (icSARS-CoV-2-WT)|-60°C or colder|RS Baric Acknowledgment for publications should read "The following reagent was obtained through BEI Resources, NIAID, NIH: SARS-Related Coronavirus 2, Isolate USA-WA1/2020, Recombinant Infectious Clone (icSARS-CoV-2-WT), NR-54001."|Quantity limit per order for this item is 1. This item can be ordered twice a year. Orders over this limit will be sent to NIAID for approval before shipment. Note: NR-54001 label lists this clone as wildtype (WT); however, NR-54001 is not WT and includes a T15102A silent mutation. NR-54001 is an infectious complementary DNA (cDNA) clone of SARS-CoV-2, isolate USA-WA1/2020 created using a reverse genetics system. Note: Genome sequence information is provided on the Certificate of Analysis and includes an analysis of all sequence variations observed for each lot. Full-length infectious cDNA of SARS-CoV-2 virus, isolate USA-WA1/2020 was generated by cloning seven genomic fragments separately into vector plasmids. A silent mutation (T15102A) to ablate an endogenous SacI site was created in a conserved region of the non-structural protein 12 to distinguish the infectious clone from circulating virus. After assembly into full-length cDNA, full-length RNA was generated and electroporated into Cercopithecus aethiops kidney epithelial cells (Vero E6) to recover icSARS-CoV-2-WT virus. Replication of the recombinant virus icSARS-CoV-2-WT was confirmed, and the virus could be successfully passaged serially in cell culture to titers equivalent to the clinical isolate. The complete genome of recombinant virus icSARS-CoV-2-WT has been sequenced (GenBank: [MT461669](#)). Each vial contains approximately 0.3 mL of spin-clarified cell lysate and supernatant from Homo sapiens lung adenocarcinoma cells infected with icSARS-CoV-2-WT.

主要内容

此项目的每个订单数量限制为1.此商品每年可订购两次.通过此限制的订单将在发货前发送至NIAID进行批准. 注意: nr-54001标签将此克隆列为Wildtype (WT);然而, NR-54001不是WT并且包括T15102A无声突变. NR-54001是SARS-COV-2的感染性互补DNA (cDNA) 克隆, 使用反向遗传系统产生的USA-WA1 / 2020. 注意: 基因组序列信息在分析证书上提供, 并且包括对每个批次观察到的所有序列变化的分析. SARS-COV-2病毒的全长传染cDNA, 通过将七种基因组片段分开克隆到载体质粒中, 产生了分离的USA-WA1 / 2020.在非结构蛋白12的保守区域中产生烧蚀内源性SACI位点的沉默突变 (T15102A), 以区分传染性克隆循环病毒.在组装全长cDNA之后, 产生全长RNA并将其电穿孔进入 mt461669). 每个小瓶含有大约0.3ml的旋转化细胞裂解物和来自 Homo sapiens的上清液感染ISSars-CoV-2-WT的肺腺癌细胞.

厂牌介绍

BEI Resources 由美国国家过敏和传染病研究所 ([NIAID](#)) 成立, 旨在为研究 [A、B 和 C 类](#) 优先病原体、[新兴传染病](#) 病原体、非病原微生物和其他相关微生物材料提供试剂、工具和信息到研究界。BEI Resources 获取、验证和生产科学家进行基础研究和开发改进的诊断测试、疫苗和疗法所需的试剂。通过将这些功能集中在 BEI Resources 中, 可以监控科学界对这些材料的访问和使用, 并确保试剂的质量控制。

除了为传染病界提供材料外, BEI Resources 还鼓励和支持研究人员和机构的材料存放。[使用 BEI Resources 存放材料](#) 对研究人员和研究社区有许多优势, 包括安全存储、社区访问和分发; 同时保护存款人的知识产权。只要有需要, BEI 资源库将作为研究人员的资源进行维护。您在 BEI Resources 的存款是一项有助于未来研究的长期投资。

BEI Resources 自 2003 年起由 [美国典型培养物保藏中心 \(ATCC\)](#) 根据合同管理。2016 年 5 月, [ATCC](#) 获得了一份为期七年的继续管理 BEI Resources 的合同。合同范围已扩大到更全面的研究目录材料, 包括由其他政府支持的研究项目存放的材料, 将提供给生物防御和新兴传染病科学界。真菌、寄生虫、载体和其他相关材料已添加到现有的细菌、病毒和毒素试剂中, 涵盖 NIAID A、B 和 C 类优先病原体和 NIAID 指定的新发传染病病原体和生物。

品牌标识

bei RESOURCES

SUPPORTING INFECTIOUS DISEASE RESEARCH

产品关键词

[BEI Resources 生物材料代理进口报关公司](#)

[如何购买可以直接从 BEI Resources 购买菌种吗](#)

[BEI Resources 生物材料库中国官网是?](#)

[BEI Resources 生物材料库中国代理](#)

[BEI Resources 怎么查询菌株抗体细胞](#)

[NR-54001 SARS 相关冠状病毒 2](#)

[分离株 USA-WA1/2020](#)

[重组传染性克隆 \(icSARS-CoV-2-WT\)\(病毒\), NR-1_Vaccinia virus](#)

[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\)\(Viruses\)](#)

[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\), 生物试剂报关 BEI Resources](#)

[NIAID](#)

[NIH](#)

[NIAID 全称是美国国家过敏和传染病研究所](#)

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-46889 金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体 NE346\(SAUSA300_1346\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-47676金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0941\(NE1133\)\(突变体细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-18374结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2126\(MT3330、Rv3233c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[用于泌尿外植入物的人工模拟合成尿液，非含防腐剂（BZ101）200ml](#)

2021-12-13

[用好细胞“信号兵” 拓荒制药“处女地”](#)

2022-01-10

[NR-47675金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_2599\(NE1132\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[2024 11 21 HackerNews](#)

2024-11-17

[研究发现神经酰胺介导内质网应激信号跨细胞传递的新机制](#)

2025-03-31

[NR-47674金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_2395\(NE1131\)\(突变体细菌\)](#)

2022-04-01

[KPCY小鼠胰腺癌细胞系\(6422C5\)](#)

2021-12-21

[NR-4605来自肠沙门氏菌亚种的基因组DNA.enterica,2004年宾夕法尼亚番茄爆发,SerovarThompson,分离物6\(核酸\)](#)

2022-03-31

[DOWSIL陶熙SYLGARD 184 PDMS 道康宁光学实验胶 灌封胶 19.9kg](#)

2021-12-02

[NR-47673金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、USA300JE2、转座子突变体SAUSA300_1561\(NE1130\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[MRA-1217_恶性疟原虫,NF54HT-GFP-luc\(寄生原生动动物\)](#)

2022-04-01

[NR-9536?巴拉那病毒,12056\(病毒\)](#)

2022-04-01

[NR-](#)

[44012_PeptideArray,InfluenzaVirusA/Shanghai/1/2013\(H7N9\)HemagglutininProteinDiversePeptides\(PeptidesandPeptideArrays\)](#)

2022-04-01

[科学家揭示“刺猬基因”功能的阶梯式演化](#)

2020-08-04

[姚骏组科研助理招聘信息](#)

2021-10-31

[NR-18084结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1364\(MT1301、Rv1263\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[研究发现健康妊娠情况下羊膜腔内是无菌的](#)

2025-03-07