

MRA-520恶性疟原虫,PS500-D2等位基因特异性限制分析(ASRA)反向引物(引物和探针)

[下载为PDF](#)

- 4 次围观

产品图片



产品英文名称

[MRA-520_Plasmodium falciparum, PS500-D2 Reverse Primer for Allele-Specific Restriction Analysis \(ASRA\)\(Primers and Probes\)](#)

产品别名

[MRA-520_Plasmodium falciparum, PS500-D2 Reverse Primer for Allele-Specific Restriction Analysis \(ASRA\)\(Primers and Probes\)](#)

[MRA-520 恶性疟原虫, PS500-D2 等位基因特异性限制分析 \(ASRA\) 反向引物 \(引物和探针\)](#)

货号/SKU

MRA-520

货号/规格

EA

库存与交货期

3-8周

人民币价格

14000

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

A/B级风险物质只能直接使用时人购买并持有实验室有效资质，其它询客服确认

国外采购

支持/部分限制一年内购买数量

厂牌

BEI Resources(ATCC)

品牌

[BEI Resources](#)

产品基础信息

生物安全等级建议分类：美国、1

产品描述信息

MRA-520??Plasmodium falciparum, PS500-D2 Reverse Primer for Allele-Specific Restriction Analysis (ASRA)(Primers and Probes)|Plasmodium falciparum|PS500-D2 Reverse Primer for Allele-Specific Restriction Analysis (ASRA)|-20°C|MR4Acknowledgment for publications should read "The following reagent was obtained through BEI Resources, NIAID, NIH: Plasmodium falciparum, PS500-D2 Reverse Primer for Allele-Specific Restriction Analysis (ASRA), MRA-520, contributed by Malaria Research and Reference Reagent Resource Center (MR4)."|Quantity limit per order for this item is 1. This item can be ordered twice a year. Orders over this limit will be sent to NIAID for approval before shipment.This reagent was authenticated by the contributor. BEI Resources has not confirmed or validated this material.Primer PS500-D2 is a thirty-seven nucleotide reverse primer designed for detection of the dihydropteroate synthase gene (Locus: dhps 540) of Plasmodium falciparum when paired with its partner primer (MRA-519). The sequence of the PS500-D2 37-mer is 5'-CCCGGGTAAGAGTTTAATAGATTGATCAGCTTTCTTC-3'.Each vial contains between 10 ?g and 60 ?g of dried primer. Dissolving the contents of one vial (2.5 nmole) in 100 ?L of distilled water and mixing with its partner primer (total volume of 200 ?L), MRA-520 can be used for 200 PCR reactions (each reaction uses 1 ?L in a 25 ?L volume) at 500 nM. If used at 250 nM, 400 PCR reactions can be completed. If used at 250 nM, 400 reactions can be run. If three or four primers are used, the above volumes would be 1.5 and 2.0 ?L, respectively, per reaction.

主要内容

此项目的每个订单数量限制为1.此商品每年可订购两次.在这一限制下订单将在发货前发送到北欧以批准. 该试剂由贡献者认证. Bei资源尚未确认或验证了这种材料. 用于检测二氢化酯合酶基因的三十七个核苷酸反向引物（基因座： dhps 540） Plasmodium falciparum 与其合作伙伴底漆配对（MRA-519）. PS500-D2 37-MER的序列是5'-CCCGGGTAAGAGTTTAATAGATTGATCAGCTTTTTC-3'. 每个小瓶含有10μg和60μg干底漆.将100μl蒸馏水中的一个 小瓶（2.5nmole）的含量溶解在其伴侣底漆中（总体积为200μl）， MRA-520可用于200pCR反应（每次反应使用25μL的1μl体积）500nm.如果在250nm处使用，可以完成400个PCR反应.如果在250nm下使用，可以运行400个反应.如果使用三次或四个引物，则每次反应分别为1.5和2.0μL的体积.

厂牌介绍

BEI Resources 由美国国家过敏和传染病研究所（[NIAID](#)）成立，旨在为研究 [A、B 和 C 类](#) 优先病原体、[新兴传染病](#) 病原体、非病原微生物和其他相关微生物材料提供试剂、工具和信息到研究界。BEI Resources 获取、验证和生产科学家进行基础研究和开发改进的诊断测试、疫苗和疗法所需的试剂。通过将这些功能集中在 BEI Resources 中，可以监控科学界对这些材料的访问和使用，并确保试剂的质量控制。

除了为传染病界提供材料外，BEI Resources 还鼓励和支持研究人员和机构的材料存放。[使用 BEI Resources存放材料](#)对研究人员和研究社区有许多优势，包括安全存储、社区访问和分发；同时保护存款人的知识产权。只要有需要，BEI 资源库将作为研究人员的资源进行维护。您在 BEI Resources 的存款是一项有助于未来研究的长期投资。

BEI Resources 自 2003 年起由[美国典型培养物保藏中心 \(ATCC\) 根据合同管理](#)。2016 年 5 月，[ATCC](#)获得了一份为期七年的继续管理 BEI Resources 的合同。合同范围已扩大到更全面的研究目录材料，包括由其他政府支持的研究项目存放的材料，将提供给生物防御和新兴传染病科学界。真菌、寄生虫、载体和其他相关材料已添加到现有的细菌、病毒和毒素试剂中，涵盖 NIAID A、B 和 C 类优先病原体和 NIAID 指定的新发传染病病原体和生物。

品牌标识


bei RESOURCES

SUPPORTING INFECTIOUS DISEASE RESEARCH

产品关键词

[BEI Resources生物材料代理进口报关公司](#)
[如何购买可以直接从BEI Resources购买菌种吗](#)
[BEI Resources生物材料库中国官网是?](#)
[BEI Resources生物材料库中国代理](#)
[BEI Resources怎么查询菌株抗体细胞](#)
[MRA-520 恶性疟原虫](#)
[PS500-D2 等位基因特异性限制分析 \(ASRA\) 反向引物\(引物和探针\) , NR-1_Vaccinia virus Modified Vaccinia Ankara \(MVA\)\(Viruses\)](#)
[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\), 生物试剂报关BEI Resources](#)
[NIAID](#)
[NIH](#)
[NIAID全称是美国国家过敏和传染病研究所](#)

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-13606单克隆抗结核分枝杆菌LpqH\(基因Rv3763\) ,克隆IT-19\(TB23\)\(体外生产\)\(单克隆抗体\)](#)
2022-04-01
[SEM扫描日立或FEI电镜45°/90°通用直径25mm铝制样品台电镜专用](#)
2022-08-11
[Cy5.5羧酸,5毫克](#)
2021-12-21
[甲基四哌嗪-PEG4-炔烃,10毫克](#)
2021-12-21
[NR-43836_结核分枝杆菌,KT-0051\(细菌\)](#)
2022-04-01
[\[2.2\]\(2,5\)噻唑鎓\(1,4\)截晶烷碘化物\(15-THIA-5-AZA-5-N,甲基丙啶\[8.2.1.1 ^ \(4,7\)\]五氯菌-4,6,10,12 ,13-五苯碘化物\)](#)
2021-12-21
[镁氟化物\(MgF2\)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:1",厚:0.250"](#)
2024-01-21
[NR-48807嗜吞噬细胞无形体,NCH-1\(细菌\)](#)
2022-04-01
[研究人员计划“复活”已灭绝的圣诞岛虎头鼠](#)
2022-01-10
[NR-46031金黄色葡萄球菌,HT20020180\(NRS238\)\(细菌\)](#)
2022-04-01
[研究解析苹果对连作障碍抗性的分子机制](#)
2024-10-20
[研究揭示大豆高油高维生素E合成共调控机制](#)
2022-06-17
[胚胎发育组织保护干细胞基因组和发育疾病起源机制被揭示](#)
2024-12-05
[NR-3234_牛副流感病毒3,SF-4\(病毒\)](#)
2022-03-31
[千年桐靠什么让植物枯萎病菌止步韧皮部](#)
2020-08-04
[pet电机薄膜pdms电子微结构模具激光精密切割pi聚酰亚胺垫片加工](#)
2021-12-02
[SEM扫描电镜90°/90°直径12.7mm铝制钉形样品台电镜专用](#)
2022-08-11
[NR-36126_伯克霍尔德氏菌,NCTC10248\(细菌\)](#)
2022-04-01
[黑色素瘤细胞系\(UPMM-1\)](#)
2021-12-21
[2024 06 27 HackerNews](#)
2024-06-25