

大龙电动移液仪EliteDrop

[下载为PDF](#)

- 3 次围观

产品图片



产品英文名称

[Dragon Electric PavilionEliteDrop](#)

产品别名

[多功能快速分液仪、自动分液仪、全自动快速分液仪](#)

货号/SKU

ED5274793064

货号/规格

台

库存与交货期

一周

人民币价格

80000

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

厂牌

隋侯珠

品牌

[EliteDrop](#)

产品基础信息

Multifunctional Automatic Rapid Continuous Liquid Dispenser EliteDrop

产品描述信息

多功能全自动快速连续分液仪

全面支持实验室级微量分液：全自动、96孔微孔板、多通道、时间快速、连续分液、微量分液、定量准、精度高、精密度高

不只是多个功能的简单集成，而是更高标准、更高精度分装1~9999μL液体，开启一次，快人半天

产品安全信息

主要 与任何微量分液需求兼容 用于快速，精确的连续分液 非常适合核酸PCR反应液分液. 从PCR条或单个管中处理很多个样品 多通道移液兼容 适配常见多孔板（>7种）：6、12、24、48、96、384、1536孔均可自动分液 规格 尺寸：288mm x 266mm x 297mm 重量：8.5KG 型号：EliteDrop 原产国：中国 仅限研究使用 应用程序 DNA / RNA纯化 PCR反应分液 芯片测定分液 基础ELISA分析实验 基因组学和蛋白质组学研究实验 PCR核酸检测分析实验 基因测序样本准备实验 基于磁珠分析的实验

主要内容

不止于满足实验室日常高精度快速分液、分试剂 适配常见多孔板（>7种）：6、12、24、48、96、384、1536孔均可自动分液 分液精度高：采用高精度蠕动泵技术，技术经过多年市场验证，准确度及CV值均处于行业领先水平 分液快速：例如96孔10μL分液仅需3.5秒；96孔100μL分液仅需9秒 简单易用：触摸屏可视化操作界面，即使无需培训，2分钟也能快速上手 更方便的ELISA实验洗板模块，即插即用 可选配2种洗板模块：支持96孔、384孔板快速洗板，即插即用 无传统洗板原理漏气风险：采用非加压管路设计，无漏气风险 洗液残留量小：更大的吸力，使得洗液残留量<1μL，保持低水平 废液不回流：特殊设计保证废液排放到废液桶内，不挥发、不喷溅 还有高通量自动机械臂模块，为试剂连续生产而生 120块板/次的加样能力：一次可支持120个标准微孔板的连续加样 额外选项：可选择带盖或者不带盖模式 额外选项：可选配扫码模块 加样生产自动化：无需复杂编程，机械臂可自动检测微孔板 无人值守模式：支持无人值守，实验效率大大提升，解放人员双手 高吞吐量：完全的机械臂兼容性提高了吞吐量

产品说明书或彩页

[EliteDrop全自动连续分液仪彩页](#)

厂牌介绍

EliteDrop是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事开发设计ELISA/DNA/RNA/基因测序实验中的液体处理设备。EliteDrop专注于提供具有性能，耐用性和重复能力的设计和制造产品。EliteDrop与科学家等原始设备制造商（OEM）密切合作，为您的实验室自动化提供卓越的仪器产品。现在，EliteDrop很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够比较容易处理液体分液的需求。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。EliteDrop已将全自动连续分液仪产品的精密度提升到一个新的水平，使用更高质量的材料和更严格的公差，这使我们能够为客户提供性能更好的产品。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识

Elitedrop

产品关键词

[罗氏自动分液仪器](#)

[电子连续分液器多少钱EliteDrop](#)

[连续分液器批发](#)

[连续分液器批发](#)

[分液漏斗自动萃取仪](#)

[分液漏斗自动萃取仪](#)

[液体分液器](#)

[电动移液器用途](#)

[罗氏自动分液仪器](#)

[一键获取大包装优惠报价](#)

- 无 -

选择您的报价场景

- ☐ 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票; 尽量提供货号、规格、需求数量]
- ☐ 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA, 特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- ☐ 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- ☐ 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格, 默认含增值税13%发票]
- ☐ 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家, 独立服务]
- ☐ 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求


报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候, 是否可?

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-3140多克隆抗流感病毒N4\(Nav4\)神经氨酸酶\(NA\),A/turkey/Ontario/6118/1968\(H8N4\),\(抗血清,山羊\)\(多克隆抗血清\)](#)

2022-03-31

[中国科大揭示食物抗原诱导免疫耐受机制](#)

2022-06-17

[硫磺Cy5马来酰亚胺,25mg](#)

2021-12-21

[NR-19642_结核分枝杆菌Gateway?克隆套装,在大肠杆菌中重组,板6\(克隆\)](#)

2022-04-01

[抗F. Tularensis LVS 50s核糖体蛋白L7/L12\(RP1L\)\[109\]抗体](#)

2021-12-21

[NR-52224鲍曼不动杆菌,MRSN31915\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-50924来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人血浆,174DPO\(多克隆抗血清\)](#)

2022-04-01

[NR-50899来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人血浆,100DPO\(多克隆抗血清\)](#)

2022-04-01

[NR-40563_肠沙门氏菌亚种.enterica,14028sΔorf242\(鼠伤寒血清型\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[钼二硫化物\(MoS2\)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:4",厚:0.125"](#)

2024-01-21

[NR-18191结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant1689\(MT1825,Rv1775\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[锰\(Mn\)溅射靶材,纯度:99.95%,Size:4",厚:0.125"](#)

2024-01-21

[NR-559单克隆抗痘苗病毒\(WR\)B5R蛋白,残基20至275\(胞外域\),\(类似于VMC-28\),\(体外生产\)\(单克隆抗体\)](#)

2022-03-31

[NR-20083_甲型流感\(H1N1\) 2009单价疫苗\(疫苗\)](#)

2022-04-01

[NR-15749带有C末端组氨酸标签的H1血凝素\(HA\)蛋白来自流感病毒,A/California/04/2009\(H1N1\)pdm09,来自杆状病毒的重组\(蛋白质\)](#)

2022-04-01

[NR-29003含有来自甲型流感病毒的H11血凝素\(HA\)基因的质粒,A/shoveler/Netherlands/18/1999\(H11N9\)\(质粒/](#)

[载体\)](#)

2022-04-01

[NR-43756来自A型流感病毒的基因组RNA,A/Uruguay/716/2007\(H3N2\)\(核酸\)](#)

2022-04-01

[NR-2764来自甲型流感病毒的基因组RNA,A/WS/1933\(H1N1\)\(适应组织培养\)\(核酸\)](#)

2022-03-31

[人类可能已导致1500种鸟类灭绝](#)

2023-12-21

[SARS COV-2 RBD,GNGRBD_SSH](#)

2021-12-21