

96孔微孔板自动分液仪EliteDrop

[下载为PDF](#)

- 729 次围观

产品图片



产品英文名称

[96-hole microphone automatic liquid deviceEliteDrop](#)

产品别名

[多功能快速分液仪、自动分液仪、全自动快速分液仪](#)

货号/SKU

ED5271003167

货号/规格

台

库存与交货期

一周

人民币价格

80000

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

厂牌

隋侯珠

品牌

[EliteDrop](#)

产品基础信息

Multifunctional Automatic Rapid Continuous Liquid Dispenser EliteDrop

产品描述信息

多功能全自动快速连续分液仪EliteDrop

全面支持实验室级微量分液：全自动、96孔微孔板、多通道、时间快速、连续分液、微量分液、定量准、精度高、精密度高

不只是多个功能的简单集成，而是更高标准、更高精度分装1~9999 μ L液体，开启一次，快人半天

产品安全信息

主要 与任何微量分液需求兼容

用于快速，精确的连续分液

非常适合核酸PCR反应液分液. 从PCR条或单个管中处理很多个样品

多通道移液兼容

适配常见多孔板（>7种）：6、12、24、48、96、384、1536孔均可自动分液

规格 尺寸：288mm x 266mm x 297mm

重量：8.5KG

型号：EliteDrop

原产国：中国

仅限研究使用

应用场景

DNA / RNA纯化

PCR反应分液

芯片测定分液

基础ELISA分析实验

基因组学和蛋白质组学研究实验

PCR核酸检测分析实验

基因测序样本准备实验

基于磁珠分析的实验

主要内容

不止于满足实验室日常高精度快速分液、分试剂

适配常见多孔板（>7种）：6、12、24、48、96、384、1536孔均可自动分液

分液精度高：采用高精度蠕动泵技术，技术经过多年市场验证，准确度及CV值均处于行业领先水平

分液快速：例如96孔10 μ L分液仅需3.5秒；96孔100 μ L分液仅需9秒

简单易用：触摸屏可视化操作界面，即使无需培训，2分钟也能快速上手

更方便的ELISA实验洗板模块，即插即用

可选配2种洗板模块：支持96孔、384孔板快速洗板，即插即用

无传统洗板原理漏气风险：采用非加压管路设计，无漏气风险

洗液残留量小：更大的吸力，使得洗液残留量 $<1\mu\text{L}$ ，保持低水平

废液不回流：特殊设计保证废液排放到废液桶内，不挥发、不喷溅

还有高通量自动机械臂模块，为试剂连续生产而生

120块板/次的加样能力：一次可支持120个标准微孔板的连续加样

额外选项：可选择带盖或者不带盖模式

额外选项：可选配扫码模块

加样生产自动化：无需复杂编程，机械臂可自动检测微孔板

无人值守模式：支持无人值守，实验效率大大提升，解放人员双手

高吞吐量：完全的机械臂兼容性提高了吞吐量

产品说明书或彩页

[EliteDrop全自动连续分液仪彩页](#)

厂牌介绍

[自动分液仪EliteDrop](#)是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事开发设计ELISA/DNA/RNA/基因测序实验中的液体处理设备。[EliteDrop](#)专注于提供具有性能，耐用性和重复能力的设计和制造产品。EliteDrop与科学家等原始设备制造商（OEM）密切合作，为您的实验室自动化提供卓越的仪器产品。现在，EliteDrop很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够比较容易处理液体分液的需求。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。EliteDrop已将全自动连续分液仪产品的精密度提升到一个新的水平，使用更高质量的材料和更严格的公差，这使我们能够为客户提供性能更好的产品。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识

Elitedrop

数据更新日期

2022-04-21

产品关键词

[全自动分液器EliteDrop](#)

[自动分液仪](#)

[全自动分液仪](#)

[自动分液机器](#)

[96孔板自动分液仪](#)

[96孔微孔板自动分液仪EliteDrop](#)

[连续加样分液器](#)

[自动分液仪堵塞](#)

[全自动分液漏斗振荡](#)

[自动分液技术](#)

[x轴y轴自动分液机EliteDrop](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]

○ 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求


报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候, 是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-18256结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant1869\(MT2120,Rv2061c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-10450来自炭疽杆菌的基因组DNA,菌株Ames35\(核酸\)](#)

2022-04-01

[NR-47447金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0290\(NE904\)\(突变体细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-15499牛痘病毒,WesternReserve,重组表达淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒,Armstrong53b核蛋白\(病毒\)](#)

2022-04-01

[NR-33293大肠杆菌,菌株43\(105a\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-13478结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体31\(MT0606、Rv0577\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-47414金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_2636\(NE871\)\(突变体细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-52229鲍曼不动杆菌,MRSN32104\(细菌\)](#)

2022-04-01

[综述与专论: 核酸适配体在肾癌中的应用](#)

2023-09-21

[PIL家族转录因子抑制植物分蘖机制获解析](#)

2020-08-04

[PBST \(1x, PH7.4\) \(BZ218\) 200ml](#)

2021-12-13

[植物冬季氮吸收能力及利用策略研究取得新进展](#)

2020-08-04

[抗肺炎球菌血清型35B单克隆抗体\[克隆3F9\]22/308](#)

2024-05-19

[NR-51531铜绿假单胞菌,MRSN1899\(细菌\)](#)

2022-04-01

[精选好货》DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二](#)

2021-12-02

[人工模拟合成外分泌汗液汗水-皮脂乳液 \(BZ118\) 500ml](#)

2021-12-13

[NR-36061来自雄性和雌性钉螺亚种的基因组DNA.formosana,ChiaYiIsolate\(NucleicAcids\)](#)

2022-04-01

[NR-15020结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1173\(MT2316、Rv*\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[MRA-564_恶性疟原虫,菌株D10pfmdr1SNY\[D10pfmdr1S-1034N-1042Y-1246,D10-mdr1\(7G8/1\)\]\(寄生原生动](#)

物)

2022-04-01

[NR-28543_副溶血性弧菌,F11-3A\(血清型O4:K12\)\(细菌\)](#)

2022-04-01