


小鼠抗牙龈卟啉单胞菌（B血清型特异性细胞表面抗原）单克隆抗体,上清液

下载为PDF

• 41 次围观

产品图片



产品英文名称

[mouse anti-Porphyromonas gingivalis \(serotype B specific cell surface antigen\).monoclonal antibody](#)

产品别名

[小鼠抗牙龈卟啉单胞菌RgpB单克隆抗体](#)

货号/SKU

49BG1.3

货号/规格

1.0ml

库存与交货期

4周

人民币价格

12600

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持海关试剂审批

国外采购

支持

厂牌

Developmental Studies Hybridoma Bank

品牌

[DSHB](#)

产品基础信息

From Gmuer, R.,University of Zuerich, Institute of Oral Biology, ZZMK

产品描述信息

尽管许多细胞产品在 4°C 下保持多年而不会失去活性，但 4°C 下的保质期是高度可变的。为了立即使用，建议在 4°C 下短期储存最多两周。对于长期储存，将溶液分成不少于 20 ul 的体积，在 -20°C 或 -80°C 下冷冻。小体积等分试样应为短期使用提供足够的试剂。应避免冻融循环。对于浓缩物或生物反应器产品，可在冷冻前加入等体积的冷冻保护剂甘油。

产品安全信息

应用的最佳 Ig 浓度因物种和抗体亲和力而异。对于每种产品，最终用户实验室必须针对每种应用优化抗体滴度。使用小鼠 Ig 时，免疫组织化学 (IHC)、免疫荧光 (IF) 和免疫细胞化学 (ICC) 的良好起始浓度为 2-5 ug/ml。对于蛋白质印迹，小鼠 Ig 的推荐浓度范围为 0.2-0.5 ug/ml。一般来说，免抗体表现出更高的亲和力，并且在初始测试中以较低的 Ig 浓度使用。免 Ig 的推荐浓度为 0.2-0.5 ug/ml (IF、IHC 和 ICC) 和 20-50 ng/ml (WB)。

主要内容

抗原：牙龈卟啉单胞菌（B血清型特异性细胞表面抗原）可用的杂交瘤细胞：否 抗原种类：牙龈卟啉单胞菌 来源：Gmuer, R. 同种型：MlgG2a 抗原序列：宿主种类：老鼠 存款机构：苏黎世大学口腔生物学研究所，ZZMK 阳性测试物种反应性：牙龈卟啉单胞菌 存款人注意事项：该抗体是牙龈卟啉单胞菌 B 型特异性抗体 抗原分子量：人类蛋白质图谱：预测的物种反应性：基因：免疫原：Formalinized 牙龈卟啉单胞菌，菌株 W83 替代基因名称：替代抗体名称：克隆性：单克隆 替代抗原名称：表位映射：否 骨髓瘤株：SP2/O-Ag14 表位位置或序列：统一标识：免疫原序列：全长蛋白质 Entrez 基因 ID：附加特征：抗体注册 ID：AB_2618072 附加信息：*细胞系仅在获得苏黎世大学技术转让办公室 Ref. 的书面同意后才能分发。UZ-18/273。推荐应用：ELISA、免疫荧光

产品说明书或彩页

小鼠抗牙龈卟啉单胞菌（B血清型特异性细胞表面抗原）单克隆抗体

厂牌介绍

DSHB 使命宣言 DSHB 由美国国家儿童健康与人类发展研究所于 1986 年创建，用于存储和分发杂交瘤及其生产的单克隆抗体 (mAb) 给一般科学界以促进研究。我们最初的目的是，现在仍然是，保持低价，以便研究人员可以在不投入大量资金的情况下测试多种 mAb，然后继续使用感兴趣的 mAb，而无需担心费用。我们的第二个目的是让科学家们省去分发他们开发的杂交瘤和单克隆抗体的时间和费用。我们的第三个目的是向科学界保证，需求有限的 mAb 仍然可用。最后，我们的第四个目的是保持最高质量的产品并及时为我们的客户提供帮助。在过去的 33 年中，我们一直在努力忠于我们的使命。自 1996 年以来，我们已经完全自给自足，不需要 NIH 提供资金，并且能够将价格保持在非常接近成本的水平。我们打算继续这项政策。1 毫升上清液样品 40 美元的价格仍然是平均商业价格的一小部分，我们的其他产品同样便宜。DSHB 继续快速响应客户关于产品质量和应用的询问。如果客户发现杂交瘤或上清液的有效性降低，我们会立即对其进行测试，并在必要时重新克隆该产品线。在过去的一年里，我们收集的杂交瘤细胞增加了一倍多。现在它的数量超过5,000。我们从各种个人和机构获得了新的杂交瘤，包括 NIH 蛋白质捕获试剂计划、国家癌症研究所、欧洲分子生物学实验室和肌肉萎缩症协会，我们热切期待新的收藏。一个主要挑战是让研究人员了解我们的新试剂。应世界各地客户的要求，我们在内部开发了七种杂交瘤，产生针对天然 GFP 的单克隆抗体和至少四种针对变性 GFP 的单克隆抗体。针对其他八种标签的单克隆抗体目前正在开发中。在过去十二个月中，DSHB 在全球分发了超过 65,000 个样

本。DSHB 仍然是 mAb 分销的渠道，但不拥有知识产权。作为 mAb 库，DSHB 继续以成本方式维护和分发属于其他机构和 NIH 知识产权的抗体和 mAb。
品牌标识



产品关键词
[小鼠抗牙龈卟啉单胞菌（B血清型特异性细胞表面抗原）单克隆抗体上清液](#)
[小鼠抗牙龈卟啉单胞菌RgpB单克隆抗体](#)
[采购DSHB试剂代理商](#)
[DSHB产品技术手册下载](#)

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-46889金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE346\(SAUSA300_1346\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01
[NR-47676金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0941\(NE1133\)\(突变体细菌\)](#)
2022-04-01
[NR-18374结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2126\(MT3330、Rv3233c\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01
[用于泌尿外植入物的人工模拟合成尿液，非含防腐剂（BZ101）200ml](#)
2021-12-13
[用好细胞“信号兵” 拓荒制药“处女地”](#)
2022-01-10
[NR-47675金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_2599\(NE1132\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01
[2024 11 21 HackerNews](#)
2024-11-17
[研究发现神经酰胺介导内质网应激信号跨细胞传递的新机制](#)
2025-03-31
[NR-47674金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_2395\(NE1131\)\(突变体细菌\)](#)
2022-04-01
[KPCY小鼠胰腺癌细胞系\(6422C5\)](#)
2021-12-21
[NR-4605来自肠沙门氏菌亚种的基因组DNA.enterica,2004年宾夕法尼亚番茄爆发,SerovarThompson,分离物6\(核酸\)](#)
2022-03-31
[DOWSIL陶熙SYLGARD 184 PDMS 道康宁光学实验胶 灌封胶 19.9kg](#)
2021-12-02
[NR-47673金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、USA300JE2、转座子突变体SAUSA300_1561\(NE1130\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01
[MRA-1217 恶性疟原虫,NF54HT-GFP-luc\(寄生原生动物\)](#)
2022-04-01
[NR-9536?巴拉那病毒,12056\(病毒\)](#)
2022-04-01
[NR-44012_PeptideArray,InfluenzaVirusA/Shanghai/1/2013\(H7N9\)HemagglutininProteinDiversePeptides\(PeptidesandPeptideArrays\)](#)
2022-04-01
[科学家揭示“刺猬基因”功能的阶梯式演化](#)
2020-08-04
[姚骏组科研助理招聘信息](#)
2021-10-31
[NR-18084结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1364\(MT1301、Rv1263\)\(突变细菌\)](#)
2022-04-01
[研究发现健康妊娠情况下羊膜腔内是无菌的](#)
2025-03-07