


## 一等品内径60mm高品质玛瑙研钵电镜专用

[下载为PDF](#)

- 3次围观

产品图片

CoreAb



# 电镜配件耗材

## *Kuafu Lab*

产品英文名称

[First -class inner diameter 60mm High -quality Ageline Bowl Electric Mirror Devil](#)

产品别名

[TEM/SEM电子显微镜用耗材与配件](#)

货号/SKU

DJ077

货号/规格

each

库存与交货期

3天或期货

人民币价格

405

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批  
支持

国外采购

支持;部分需用户自身有特殊许可证方可销售

厂牌

北京沫之东生物技术有限公司

品牌

[Kuafu Lab](#)

主要内容


Kuafu Lab是一家提供电镜耗材试剂的品牌。特点: 1, 产品无裂痕、无杂质、抗耐磨性强。2, 产品光泽度优质、抗腐蚀性强, 可在酸性研磨材料中使用。3, 选用巴西进口原料加工制成, 具有高纯度。用途: 用于研磨固体物质或进行粉末状固体的混和研磨。使用注意事项: ①在使用过程中应特别小心, 不能研磨硬度过大的物质, 不能与氢氟酸接触。②进行研磨操作时, 研钵应放在不易滑动的物体上, 研杵应保持垂直。大块的固体只能压碎, 不能用研杵捣碎, 否则会损坏研钵、研杵或将固体溅出。易爆物质只能轻轻压碎, 不能研磨。研磨对皮肤有腐蚀性的物质时, 应在研钵上盖上厚纸片或塑料片, 然后在其中央开孔, 插入研杵后再行研磨, 研钵中盛放固体的量不得超过其容积的1 / 3。③研钵不能进行加热, 切勿放入电烘箱中干燥。④洗涤研钵时, 应先用水冲洗, 耐酸腐蚀的研钵可用稀盐酸洗涤。研钵上附着难洗涤的物质时, 可向其中放入少量食盐, 研磨后再进行洗涤。注: 订购宝贝前请与公司客服确定货期, 以免耽误您的使用, 谢谢支持! 可提供内径40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200mm等各种规格的玛瑙研钵, 欢迎来电咨询! 此类为电镜耗材相关商品, 商品名称为“一等品内径60mm高品质玛瑙研钵”需要它? Kuafu Lab到货时间更快, 更稳定, 为成为您省心得力的科研实验试剂与设备长期供应商而持续努力。需要更多产品手册、技术参数等详细资料, 请与我们右侧QQ在线客服联系: 销售查询/技术支持QQ 11360525; 拨打010-58469180; 发送e-mail至[sales@coreab.com](mailto:sales@coreab.com) (见信息即回), 获得更多可用于您电镜实验项目试验的抗体抗原、蛋白质控品、试剂盒、设备等信息与帮助。也希望多多支持我们的工作! 祝您实验生活生涯顺利!

厂牌介绍

Kuafu Lab是一家提供电镜衍生实验所需要的实验品设备及耗材制造商和销售商。产品主要用于SEM、TEM、LM、SPM和表面分析应用。Kuafu lab提供将胶体金探针和氮化硅薄膜窗格等常见电镜实验消耗品, 也提供一部分透射和扫描电子显微镜, 电子微探针分析, 原子力显微镜, 共聚焦激光显微镜和光学显微镜等相关实验室用品。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识

CoreAb



# 电镜配件耗材

## ***Kuafu Lab***

产品关键词

[一等品内径60mm高品质玛瑙研钵电镜专用](#)

[测试一等品内径60mm高品质玛瑙研钵电镜专用](#)

产品代理商一等品内径60mm高品质玛瑙研钵  
一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

马上发我报价

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[MRA-570恶性疟原虫,D10ACP信号-GFP\(寄生原生动物\)](#)

2022-04-01

[NR-36100炭疽杆菌,炭疽菌株集合\(ASC\)168\(Ames\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[龙猫或长尾栗鼠肾脏,暴露于脉冲噪声和D-蛋氨酸\(卡扣冷冻\),1个小瓶](#)

2021-12-21

[HM-625催产克雷伯菌,麻省理工学院10-5244\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-48569肺炎克雷伯菌,CHS67\(细菌\)](#)

2022-04-01

[HM-508瘰疬丙酸杆菌,HL036PA3\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-708\\_Burkholderiapyrrocinia,2327\(细菌\)](#)

2022-03-31

[NR-18647结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant2762\(MT0698,Rv0669c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[清华大学医学院祁海教授团队诚聘博士后](#)

2021-10-31

[硫磺Cy7马来酰亚胺,50mg](#)

2021-12-21

[NR-18994\\_结核分枝杆菌,HN1434\(细菌\)](#)

2022-04-01

[流感病毒传染性IVR-238\[A/Victoria/4897/2022\[H1N1\]22/318](#)

2024-05-19

[流感病毒传染性NIBRG-12\[H5N1\]08/154](#)

2024-05-19

[NR-46200金黄色葡萄球菌,CT-138\(NRS671\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[HM-782D混合细菌,来自MicrobialMockCommunityB的基因组DNA\(均匀,低浓度\),v5.1L,用于16SrRNA基因测序\(其他产品\)](#)

2022-04-01

[NR-46397\\_表皮葡萄球菌,VCU120\(NRS869\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-55328\\_SARS相关冠状病毒2,小鼠适应\(分离USA-WA1/2020骨架\),Calu-3细胞\(病毒\)中的传染性克隆\(ic2019-nCoVMA\)](#)

2022-04-01

[基于多模态超声对比学习的肝癌诊断方法](#)

2024-07-31

[聚二甲基硅氧烷 \(PDMS\)](#)

2021-12-02

[提示学习框架下融合多层次特征信息的中文命名实体识别](#)

2024-07-31