

## 高磁性好用的磁力架32管×0.2mL PCR连排管磁分离架

[下载为PDF](#)

- 144 次围观

产品图片



产品英文名称

[32 Tube X 0.2 mL PCR Strip Magnetic Separator](#)

产品别名

[PCR样品提取磁力架、96孔磁力板、384孔磁力板](#)

货号/SKU

MSR402

货号/规格

个

库存与交货期

1-2周

人民币价格

5793

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Permagen Labware, Ltd

品牌

[Permagen](#)

产品基础信息

0.2 mL PCR Strip Separators, Magnetic Separation Racks

产品描述信息

[中文彩页查阅↓](#)

[MSR402\\_32孔8联排12联排磁力架彩页\\_核酸分离\\_简体中文彩页\\_CN2023.1](#)

特征

与任何磁珠兼容

超强磁铁可实现快速、精确的分离

NGS 的理想选择

处理来自 PCR 条或单个管的多达 24 个样本

兼容多通道移液

橡胶脚垫可减少打滑

规格

尺寸：108毫米长 x 34.8毫米高 x 37.6毫米

重量：130克

磁铁：50 MGO NdFeB

原产地：美国

仅供研究使用

应用领域

DNA/RNA纯化

PCR 纯化

ChIP 检测

## 32 X 0.2 mL PCR 条磁力分离架

Permagen 32 x 0.2 mL PCR 条磁力架专为实现 PCR 条或单个 0.2 mL PCR 管的最大性能而设计。新设计允许同时使用最多四个条带。

- 以我们的 MSR812 机架为蓝本，可轻松进行协议转换
- 可容纳大多数 0.2 mL 带盖或不带盖的 PCR 试纸条（最多 4 个试纸条）
- 也可与单独的 0.2 mL PCR 管一起使用，而不会损失性能
- 与大多数 8 兼容管 PCR 0.2 ml 试纸
- 有角度的管孔可让条带靠近磁铁，以实现最大效率
- 每个管子都有自己的强力钕磁铁
- 坚固的铝制设计，经久耐用
- [美国制造](#)

不是您要找的产品？[尝试或产品选择指南](#)寻求帮助[产品选择指南](#)

可提供批量折扣，请致电或发送电子邮件索取报价

产品安全信息

特征 与任何磁珠兼容 超强磁铁，用于快速，精确的分离 非常适合ngs. 从PCR条或单个管中加工高达24个样品 多通道移液兼容 橡胶脚减少滑倒 规格 尺寸：108mm long x 34.8mm高x 37.6mm 重量：130g 磁铁：50 MgO NDFEB

原产国：美国 仅限研究使用 应用程序 DNA / RNA纯化 PCR清理 芯片测定

主要内容

32x0.2mL PCR条带钢磁隔膜专门设计渗漏32x0.2mL PCR条磁架，用于从PCR条或单独的0.2mL PCR管中的zui大

性能。新设计允许立即使用多达四条带。我们的MSR812磁力架以便于易于协议的转型窗口，可容纳大多数0.2ml的PCR条带或没有盖子（zui多4条带），也可与单独的0.2mL PCR管一起使用而无需性能损耗，具有大多数8管PCR 0.2mL STRIPSANGLED管孔允许磁铁靠近磁铁，zui高效率每根管都有自己的个体强大的钕铁硼光铝设计，用于耐久性的耐用含量，您可以寻找产品吗？尝试或产品选择指南有关帮助产品选择指南可供选择，请致电或电子邮件申请报价产品说明书或彩页

[Permagen磁力架用户选择指南](#)

厂牌介绍

Permagen Labware, LTD. 是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事分离DNA / RNA的液体处理设备。Permagen专注于提供具有性能，耐用性和重复能力的设计和制造产品。Permagen Labware与液体处理机器人，科学家等原始设备制造商（OEM）密切合作，为您的自动化或手动需求提供卓越的产品。专业：•定制工程，包括CAD设计 •修改我们当前的产品以适应您的应用程序或协议 •直接产品更换（我们可以制造您当前的产品） •典型塑料铝合金磁板升级后，最有可能弯曲，产生不稳定的结果。升级包括更严格的容差和平直度以替代您的当前产品，而无需重新编写协议等，从而产生一致的结果。也可以根据您的需要升级到我们强大的钕铁硼磁体。 •定制磁分离架 •加热/冷却模块 •液体处理机器人产品，如移液平台，液体分配槽，平板巢等。Permagen 的团队从事磁分离产品的制造已有近15年的历史。现在，Permagen Labware 很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够从其他公司已经停止的地方开始。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。Permagen 已将 DNA 分离产品提升到一个新的水平，使用更高质量的材料和更严格的公差，这使我们能够为客户提供性能更好的产品。所有 Permagen 产品都自豪地在美国制造，设计用于多年无故障使用。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识



产品关键词

[Permagen磁力架](#)

[MSR402磁力架Permagen](#)

[生物磁珠纯化磁力架](#)

[磁力架厂家](#)

[强磁磁力架](#)

[磁力架dynamag 2](#)

[磁力架life](#)

[钕铁硼磁力架](#)

[96孔浅孔板用磁力架](#)

[PCR板磁力架](#)

[磁力分离架 thermo](#)

[96孔磁力架](#)

[384孔磁力板](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候，是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

马上发我报价

手机扫描二维码阅读本页





## 可能感兴趣的内容

[锰\(Mn\)溅射靶材,纯度:99.95%,Size:6",厚:0.250"](#)

2024-01-21

[NR-3178乙型流感病毒,B/Lee/1940\(病毒\)](#)

2022-03-31

[NR-46566金黄色葡萄球菌亚种,金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE23\(SAUSA300\\_0740\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-15461结核分枝杆菌,CDC1551转座子突变体2376\(MT3894,Rv3786c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-18212结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1726\(MT1363.1、Rv1322\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[微流控玻璃芯片/玻璃芯片PEEK转接头/PDMS芯片加工键合/SU8模具](#)

2021-12-02

[HM-139D来自金黄色葡萄球菌的基因组DNA,菌株TCH70\(MRSA\)\(核酸\)](#)

2022-04-01

[双重压力让土壤微生物“崩溃”](#)

2020-08-04

[NR-18725结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant2904\(MT3614,Rv3510c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[镧铈镉酸盐\(La0.7Sr0.3MnO3\)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:1",厚:0.250"](#)

2024-01-21

[NR-3604甲型流感病毒,KilbourneF46: A/Texas/1/1977\(HA\)xA/PuertoRico/8/1934\(NA\)\(H3N1\)\(病毒\)](#)

2022-03-31

[NR-18537结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2488\(MT2754、Rv2680\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[七鳃鳗 GnRH-II,延长\(PGLU-HIS-TRP-SER-HIN-GLY-TRP-PHE-PHE-PHE-PHE-PHE-PLYSS\),250ug](#)

2021-12-21

[NR-44124\\_AmblyommaamericanumNymph\(矢量\)](#)

2022-04-01

[道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD-184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷](#)

2021-12-02

[NR-18194结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1696\(MT0934、Rv0910\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[HM-92普氏菌,F0319\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-50555单克隆抗甲型流感病毒H3血凝素\(HA\)茎域,克隆FF1.H6.H6\(AX-LAH3\)\(体外生产\)\(单克隆抗体\)](#)

2022-04-01

[主混合25次实验](#)

2021-12-21

[NR-19635鼠疫耶尔森菌,KIM菌株,Gateway?克隆集,在大肠杆菌中重组,板39\(克隆\)](#)

2022-04-01