

## 高磁性好用的磁力架32管×0.2mL PCR连排管磁分离架

[下载为PDF](#)

- 149 次围观

产品图片



产品英文名称

[32 Tube X 0.2 mL PCR Strip Magnetic Separator](#)

产品别名

[PCR样品提取磁力架、96孔磁力板、384孔磁力板](#)

货号/SKU

MSR402

货号/规格

个

库存与交货期

1-2周

人民币价格

5793

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Permagen Labware, Ltd

品牌

[Permagen](#)

产品基础信息

0.2 mL PCR Strip Separators, Magnetic Separation Racks

产品描述信息

[中文彩页查阅↓](#)

[MSR402\\_32孔8联排12联排磁力架彩页\\_核酸分离\\_简体中文彩页\\_CN2023.1](#)

特征

与任何磁珠兼容

超强磁铁可实现快速、精确的分离

NGS 的理想选择

处理来自 PCR 条或单个管的多达 24 个样本

兼容多通道移液

橡胶脚垫可减少打滑

规格

尺寸：108毫米长 x 34.8毫米高 x 37.6毫米

重量：130克

磁铁：50 MGO NdFeB

原产地：美国

仅供研究使用

应用领域

DNA/RNA纯化

PCR 纯化

ChIP 检测

## 32 X 0.2 mL PCR 条磁力分离架

Permagen 32 x 0.2 mL PCR 条磁力架专为实现 PCR 条或单个 0.2 mL PCR 管的最大性能而设计。新设计允许同时使用最多四个条带。

- 以我们的 MSR812 机架为蓝本，可轻松进行协议转换
- 可容纳大多数 0.2 mL 带盖或不带盖的 PCR 试纸条（最多 4 个试纸条）
- 也可与单独的 0.2 mL PCR 管一起使用，而不会损失性能
- 与大多数 8 兼容管 PCR 0.2 ml 试纸
- 有角度的管孔可让条带靠近磁铁，以实现最大效率
- 每个管子都有自己的强力钕磁铁
- 坚固的铝制设计，经久耐用
- [美国制造](#)

不是您要找的产品？[尝试或产品选择指南](#)寻求帮助[产品选择指南](#)

可提供批量折扣，请致电或发送电子邮件索取报价

产品安全信息

特征 与任何磁珠兼容 超强磁铁，用于快速，精确的分离 非常适合ngs. 从PCR条或单个管中加工高达24个样品 多通道移液兼容 橡胶脚减少滑倒 规格 尺寸：108mm long x 34.8mm高x 37.6mm 重量：130g 磁铁：50 MgO NDFEB

原产国：美国 仅限研究使用 应用程序 DNA / RNA纯化 PCR清理 芯片测定

主要内容

32x0.2mL PCR条带钢磁隔膜专门设计渗漏32x0.2mL PCR条磁架，用于从PCR条或单独的0.2mL PCR管中的zui大

性能。新设计允许立即使用多达四条带。我们的MSR812磁力架以便于易于协议的转型窗口，可容纳大多数0.2ml的PCR条带或没有盖子（zui多4条带），也可与单独的0.2mL PCR管一起使用而无需性能损耗，具有大多数8管PCR 0.2mL STRIPSANGLED管孔允许磁铁靠近磁铁，zui高效率每根管都有自己的个体强大的钕铁硼光铝设计，用于耐久性的耐用含量，您可以寻找产品吗？尝试或产品选择指南有关帮助产品选择指南可供选择，请致电或电子邮件申请报价产品说明书或彩页

[Permagen磁力架用户选择指南](#)

厂牌介绍

Permagen Labware, LTD. 是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事分离DNA / RNA的液体处理设备。Permagen专注于提供具有性能，耐用性和重复能力的设计和制造产品。Permagen Labware与液体处理机器人，科学家等原始设备制造商（OEM）密切合作，为您的自动化或手动需求提供卓越的产品。专业：•定制工程，包括CAD设计 •修改我们当前的产品以适应您的应用程序或协议 •直接产品更换（我们可以制造您当前的产品） •典型塑料铝合金磁板升级后，最有可能弯曲，产生不稳定的结果。升级包括更严格的容差和平直度以替代您的当前产品，而无需重新编写协议等，从而产生一致的结果。也可以根据您的需要升级到我们强大的钕铁硼磁体。 •定制磁分离架 •加热/冷却模块 •液体处理机器人产品，如移液平台，液体分配槽，平板巢等。Permagen 的团队从事磁分离产品的制造已有近15年的历史。现在，Permagen Labware 很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够从其他公司已经停止的地方开始。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。Permagen 已将 DNA 分离产品提升到一个新的水平，使用更高质量的材料和更严格的公差，这使我们能够为客户提供性能更好的产品。所有 Permagen 产品都自豪地在美国制造，设计用于多年无故障使用。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识



产品关键词

[Permagen磁力架](#)

[MSR402磁力架Permagen](#)

[生物磁珠纯化磁力架](#)

[磁力架厂家](#)

[强磁磁力架](#)

[磁力架dynamag 2](#)

[磁力架life](#)

[钕铁硼磁力架](#)

[96孔浅孔板用磁力架](#)

[PCR板磁力架](#)

[磁力分离架 thermo](#)

[96孔磁力架](#)

[384孔磁力板](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候，是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页





## 可能感兴趣的内容

[研究发现断奶仔猪缺铁早期阶段特征](#)

2024-09-05

[NR-21\\_Burkholderiamallei,中国5\(NBL4\)\(细菌\)](#)

2022-03-31

[用于生物传感器应用的人工模拟合成汗水BZ321500ml](#)

2021-12-13

[NR-50350大肠杆菌,DH5 \$\alpha\$ pir\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-18464结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2329\(MT2161、Rv2101\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[FFLUC2-EGFP\(EF1AP\)慢病毒载体\(R980-M29-685\),250ng](#)

2021-12-21

[低秩张量子空间学习红外小目标检测](#)

2025-04-11

[流感抗原A/新喀里多尼亚/20/9902/336](#)

2024-05-19

[乙酰胆碱门控氯离子通道受体突变影响秀丽线虫运动学和运动状态转换](#)

2021-10-31

[NR-46250金黄色葡萄球菌,OR-130\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-18036结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2594\(MT0119、Rv0110\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-50132\\_波旁病毒,原始\(病毒\)](#)

2022-04-01

[NR-30667结核分枝杆菌,96-2489\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-50546拉沙病毒,Josiah感染的细胞裂解物,辐照\(抗原制剂\)](#)

2022-04-01

[NR-15078结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1321\(MT1039、Rv1010\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[2024 08 17 HackerNews](#)

2024-08-16

[NR-46262金黄色葡萄球菌,TN-113\(细菌\)](#)

2022-04-01

[HM-1051消化链球菌,CC14N\(细菌\)](#)

2022-04-01

[高磁性好用的磁力架32管 \$\times\$ 0.2mL PCR连排管磁分离架](#)

2021-12-02

[人工小汗腺汗液BZ111](#)

2024-08-16