

## 高磁性好用的磁力架96孔通用环形磁分离板

[下载为PDF](#)

- 16 次围观

产品图片



产品英文名称

[96-Well Universal Ring Magnet Plate](#)

产品别名

[PCR样品提取磁力架、96孔磁力板、384孔磁力板](#)

货号/SKU

U380-350ul

货号/规格

个

库存与交货期

1-2周

人民币价格

8527

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Permagen Labware, Ltd

品牌

[Permagen](#)

产品基础信息

96- Well Magnet Plates, Magnetic Separation Plates

产品描述信息

Features

Compatible with almost any 96-well microplates

Super strong magnets for fast separations

PCR volumes 50- 200µL

Deep well max volumes 2mL

SBS footprint to fit most liquid handlers on bottom

Extend base for deep liquid handlers

Specifications

Size = 127.75mm x 85.47mm x 14mm Base and inside top corners

Weight = 700g

Magnets = 50 MGO NdFeB

Country of origin = USA

For Research Use Only

Select Volume

SKU: U380 - Up to 350 µL, SKU: U480 - Up to 1mL, SKU: U500 - Up to 2 mL

## 96-Well Universal Ring Magnet Plate

The Permagen 96-well universal ring magnet plate is our most universal ring magnet plate and was designed for use in manual and automation applications. The magnets with form beads into approximately a 4mm ring leaving a clean area at the bottom of the wells. If you use flat bottom microplates we recommend this magnet plate which will keep the microplate in place. Available in three volume sizes (choose volume above cart button)

- Compatible with nearly all microplates, skirted microplates, and PCR Plates.
- Available in U380 ( up to 350 µL volumes), U480 ( up to 1 mL volumes), ( up to 2 mL volumes)
- Extend base height to accommodate liquid handling platforms utilizing deeper nests
- SBS compliant footprint top and bottom (fits most plates on top and most liquid handlers on the bottom)
- Contains our strongest magnets for larger volume separations or faster small separations
- Maximum working volume: U500 = 2ml / U480 = 1 mL / U380 = 350 µL
- Solid aluminum design for consistent results
- *Made in the USA*

Please contact us for volume discounts.

Not the product you were looking for? Try our product selection guide.

SKU: U500, U480, U380

产品安全信息

特征 与几乎任何96孔微孔板兼容 超强磁铁，用于快速分离 PCR体积50-200µL 深井最大卷2ml SBS足迹适合底部的大多数液体处理器 延伸深液处理器 规格 尺寸= 127.75mm x 85.47mm x 14mm底座和内角 重量= 700g. 磁铁= 50 MgO NDFEB 原产国=美国 仅限研究使用 选择卷 SKU: U380 & # 8211;高达350µl, SKU: U480 & # 8211;高达1ml, SKU: U500 & # 8211;高达2毫升

主要内容

96孔通用环形磁铁板渗透器96孔万能环磁板是我们zui通用的环形磁板，并设计用于手动和自动化应用。具有形式生物磁珠的磁体大约4mm环，留在孔的底部的清洁区域。如果使用平底微孔板，我们建议该磁板将使微孔板保持在适当位置。有三个体积尺寸（选择上面的载人按钮），与几乎所有的微孔板，裙带介质，PCR平板兼容。在U380（高达

350µl) , U480 (zui多1ml卷) 中可用 (zui多2毫升) 卷) 延伸基部高度以适应液体处理平台, 利用更深的巢穴兼容占地面顶部和底部 (适用于顶部的大多数板材以及底部的大多数液体处理器) 包含我们zui强的磁铁, 用于更大的体积分离或更快的小分离架Maximum工作体积: U500 = 2ml / U480 = 1 mL / U380 =350µLSOLID铝设计在美国一致的结果, 请与我们联系以获得批量折扣。您正在寻找的产品? 尝试我们的产品选择指南.sku: U500, U480, U380  
产品说明书或彩页

[Permagen磁力架用户选择指南](#)

厂牌介绍

Permagen Labware, LTD. 是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事分离DNA / RNA的液体处理设备。Permagen专注于提供具有性能, 耐用性和重复能力的设计和制造产品。Permagen Labware与液体处理机器人, 科学家等原始设备制造商 (OEM) 密切合作, 为您的自动化或手动需求提供卓越的产品。专业: •定制工程, 包括CAD设计 •修改我们当前的产品以适应您的应用程序或协议 •直接产品更换 (我们可以制造您当前的产品) •典型塑料铝合金磁板升级后, 最有可能弯曲, 产生不稳定的结果。升级包括更严格的容差和平直度以替代您的当前产品, 而无需重新编写协议等, 从而产生一致的结果。也可以根据您的需要升级到我们强大的钕铁硼磁体。•定制磁分离架 •加热/冷却模块 •液体处理机器人产品, 如移液平台, 液体分配槽, 平板巢等。Permagen 的团队从事磁分离产品的制造已有近15年的历史。现在, Permagen Labware 很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够从其他公司已经停止的地方开始。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。Permagen 已将 DNA 分离产品提升到一个新的水平, 使用更高质量的材料和更严格的公差, 这使我们能够为客户提供性能更好的产品。所有 Permagen 产品都自豪地在美国制造, 设计用于多年无故障使用。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识



产品关键词

[Permagen磁力架](#)

[磁力架图片及价格](#)

[生物磁珠纯化磁力架](#)

[磁力架厂家](#)

[强磁磁力架](#)

[磁力架dynamag 2](#)

[磁力架life](#)

[钕铁硼磁力架](#)

[96孔浅孔板用磁力架](#)

[PCR板磁力架](#)

[磁力分离架 thermo](#)

[96孔磁力架](#)

[384孔磁力板](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票; 尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA, 特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格, 默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家, 独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候, 是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页





## 可能感兴趣的内容

[HM-781 卟啉单胞菌, KLE1280\(细菌\)](#)

2022-04-01

[供应正品乙炔基聚二甲基硅氧烷PDMS 乙炔基硅油MY27](#)

2021-12-02

[NR-18525 结核分枝杆菌, CDC1551 转座子突变体2464\(MT2720, Rv2643\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[铁镍钴\(Fe 钕 Ni 钕 Co\) Alloy 纳米粉末/纳米材料, Size: 35 钕 95nm, Fe: Ni: Co/55: 28: 17](#)

2024-01-21

[MRA-282G 来自恶性疟原虫 SCO1 的基因组 DNA\(核酸\)](#)

2022-04-01

[HM-1173\\_ 普氏菌, DNF00960\(细菌\)](#)

2022-04-01

[2024 08 23 HackerNews](#)

2024-08-22

[NR-15700 结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1328\(MT1671、Rv1635c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[铒氧化物\(Er2O3\)溅射靶材, 纯度: 99.99%, Size: 4", 厚: 0.250"](#)

2024-01-21

[NR-47518 金黄色葡萄球菌亚种. 金黄色葡萄球菌、USA300JE2、转座子突变体 SAUSA300\\_2586\(NE975\)\(突变体细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-47016 金黄色葡萄球菌亚种. 金黄色葡萄球菌, USA300JE2, 转座子突变体 SAUSA300\\_0013\(NE473\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[Ryr1 表达 HEK293 细胞系](#)

2021-12-21

[NR-52959 载体 pLVX-EF1a-IRES-Puro 含有 SARS 相关冠状病毒 2, USA-WA1/2020 非结构蛋白 11 基因\(质粒/载体\)](#)

2022-04-01

[NR-28653\\_ 甲型流感病毒, A/鹌鹑/Italy/1117/1965\(H10N8\)\(未克隆\)\(病毒\)](#)

2022-04-01

[NR-46579 金黄色葡萄球菌亚种. 金黄色葡萄球菌, JE2, 转座子突变体 NE36\(SAUSA300\\_2528\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[人工模拟合成痰液基质 \(BZ274\) 1000ml](#)

2021-12-13

[植物传出的 DNA 可提前发现物种入侵](#)

2020-08-04

[NR-48301 金黄色葡萄球菌亚种. 金黄色葡萄球菌, USA300JE2, 转座子突变体 SAUSA300\\_1097\(NE1759\)\(突变体细菌\)](#)

2022-04-01

[Janka M, He W, Haedicke IE, Fronczek FR, Frontier AJ, Eisenberg R. Tandem Nazarov Cyclization-Michael Addition Sequence Catalyzed by an Ir\(III\) Complex. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 128: 5312-5313, 2006](#)

2021-10-31

[NR-752 牛痘病毒, 单克隆抗牛痘\(WR\)B5R, 残基 20 至 275, 胞外域\(腹水\)\(类似于 VMC-8\)\(单克隆抗体\)](#)

2022-03-31