点样吸头移液器吸头装盒工具

<u>下载为PDF</u>

• 48 次围观

产品图片



产品英文名称

AUTOMATIC PIPETTE TIPS ARRANGEMENT ROBOT

货号/SKU aptar_2in1_SERO010 货号/规格 台 库存与交货期 北方区1-3天

65000

人民币价格

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中,请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料(例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等)、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非商品原价,仅供参考。

试剂海关审批 支持海关试剂审批 国外采购 支持 厂牌 Serozero 品牌

Aptar-2IN1

产品描述信息

价格偏低、速度适中,错误率更低,稳定压倒一切 选择一个活力持久的吸头装盒机,自动装满它一盒跳动微孔的吸头。它不必很快,但它应该支持你百尺竿头快人一步,随开随用,关机即走。 速度更快 0.8秒/1个吸头 6小时完成一周装盒量*中小型实验室 运行稳定持久 2万个吸头连续装盒测试 出厂必检 航空级铝合金 外壳航空级铝合金比例95% 科技质感炫酷外观 德国品质 德系团队研发 中国智造满足企业标准 图形操作界面 电容触摸屏 2分钟学会使用 Trinamic 驱动 德国研发设计 Ultra顺滑运动控制 工业级电源 专业电源 5万小时更长使用寿命 全无刷系统 无刷驱动电机 3万小时运行强

力保证 非接触式传感 零机械碰撞风险 更加安全可靠 可消毒内仓 304医用级不锈钢 方便的消毒清洁,杜绝污染保证 整机静音功能 降噪设计多层隔音 室内使用不打扰 磁吸式平台 可快速更换吸头盒 快速装入方便使用 微米级精密导轨 微米级精确移动 为运行保驾护航 快拆下料管 快速拆卸模式 简单一步轻松排除故障 更大容量 一次可容纳多达2500个吸头足以满足常规需要

产品安全信息

可消毒内仓 304医用级不锈钢 方便的消毒清洁,杜绝污染保证

产品说明书或彩页

http://www.coreab.cn/automatic-tip-loading-device-aptar-2in1

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

pdms树脂材料检测介电常数损耗角正切测试树脂产品配方分析还原

2021-12-02

日本不明海洋生物身份已确认

2023-09-25

抗脂蛋白B(APOB)[1995]抗体,100ul

2021-12-21

<u> 抗木聚糖5 [CCRC-M145,20B5.G7.B4]抗体(上清液)</u>

2021-12-21

QCRSARSCoV2QC1[20/B764]QCRSARSCOV2QC1

2024-05-19

NR-44099结核分枝杆菌、印度洋T17X、总脂质(抗原制剂)

2022-04-01

C57BL/6I巨噬细胞系

2021-12-21

基于可再分发抗合谋编码的低失真水印方案

2022-06-17

细胞最初可能利用温度分裂

2020-08-04

NR-50259单克隆抗弓形虫表面抗原P35蛋白,克隆T43F12(体外生产)(单克隆抗体)

2022-04-01

NR-51087来自寨卡病毒阳性患者的恢复期人体血清,74DPO(多克隆抗血清)

2022-04-01

NR-47158金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300|E2,转座子突变体SAUSA300 0040(NE615)(突变体细菌)

2022-04-01

NR-152472型登革热病毒,DEN2-S2(病毒)

2022-04-01

双突变让大豆适应热带的生存能力倍增

2020-08-04

NR-41926肺炎克雷伯菌,BIDMC10(细菌)

2022-04-01

道康宁184灌封胶 PDMS聚二甲基硅氧烷 光学胶高透明500G

2021-12-02

研究揭示大豆高油高维生素E合成共调控机制

2022-06-17

NR-47983金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300|E2,转座子突变体SAUSA300 1728(NE1441)(突变细菌)

2022-04-01

<u>道康宁DC184硅橡胶DOW CORNING SYLGARD 184灌封胶PDMS光学胶500G</u>

2021-12-02

NR-47814金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、USA300JE2、转座子突变体SAUSA300_0942(NE1271)(突变体组菌)

2022-04-01