


# 非特异性DNA/RNA核酸酶

[下载为PDF](#)

- 48 次围观

产品图片



产品英文名称

[Nonspecific DNA/RNA Nuclease](#)

产品别名

[Kerafast独特的生物试剂](#)

货号/SKU

EVC010

货号/规格

5mg (5mg/mL)

库存与交货期

1-2周

人民币价格

13300

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

使用人负责A/B风险申请资质

国外采购

支持/部分需签MTA

厂牌

Kerafast, Inc.

品牌

[Kerafast®](#)

产品基础信息

From the laboratory of Darrell L. Peterson, PhD, Virginia Commonwealth University.

产品描述信息

Product Type:

Protein

Name: *Serratia marcescens* nuclease  
Accession ID: AXK23523  
Host: Recombinant *E coli*  
Molecular Weight: 27,444 Da  
DTLESIDNCA VGCPTGGSSN VSIVRHAYTL NNNSTTKFAN  
WVAYHITKDT PASGKTRNWK TDPALNPADT LAPADYTGAN  
AALKVDRGHQ APLASLAGVS DWESLNYLSN ITPQKSDLNQ  
GAWARLEDQE RKLIDRADIS SVYTVTGPLY ERDMGKLPGT  
QKAHTIPSAY WKVIFINNSP AVNHYAFLF DQNTPKGADF  
CQFRVTVEI EKRTGLIWA GLPDDVQASL KSKPGVLP  
MGCKNENLYF Q  
Amino Acid Sequence:  
Fusion Tag(s): C terminal NLYFQ vector sequence  
Purity: >95%  
Buffer: 25 mM Tris/HCl, pH 8 + 10% glycerol  
Concentration: 5mg/mL

Using the following assay, the purified nuclease has a specific activity of about 40,000 units per milligram.

The activity of the enzyme is determined by measuring the amount of high molecular weight DNA is converted to acid soluble fragments. This assay is somewhat arbitrary, however for practical purposes the following procedure is used.

Activity:

The assay is performed at 0 C (on ice), since the typical use of this enzyme is during the purification of recombinant proteins from bacterial lysates, and the usual procedures are performed at 0- 4C. Calf thymus DNA (Alfa Aesar ) is dissolved in 25 mM Tris, pH8 containing 10 mM magnesium chloride, such that the solution as an A260 of around 5. 0.2 ml of this is used for each assay, and 10 ul of nuclease diluted into the same buffer are added. The mixture is incubated on ice for various time intervals, then the reaction is stopped by the addition of 1.0 ml of 0.3 N sulfuric acid and centrifuged for 10 min at 15K rpm in a microfuge. The absorbance is read at 260 nM. An identical aliquot of DNA but without added nuclease is used as the blank. 1 unit is defined as the amount of enzyme that solubilizes 1 A260 of DNA in 15 min.

Comments: Requires Mg for activity  
Storage: -20C  
Shipped: Cold packs

产品安全信息

Friedhoff P, Gimadutdinow O, Rüter T, Wende W, Urbanke C, Thole H, Pingoud A. A procedure for renaturation and purification of the extracellular *Serratiamarcescens* nuclease from genetically engineered *Escherichia coli*. *Protein ExprPurif.* 1994 Feb;5(1):37-43. PubMed PMID: 8167472.Chen P, Yang H, Li H, Yang L, Li X. [Expression, purification and characterization of non-specific *Serratia* nuclease in *Escherichia coli*]. *Sheng WuGong Cheng Xue Bao.* 2011 Aug;27(8):1247-57. Chinese. PubMed PMID: 22097815.If you publish research with this product, please let us know so we can cite your paper.

主要内容

*Serratia marcescens* DNA / RNA非特异性核酸酶在大肠杆菌中重组生产核酸酶将单链和双链RNA和DNA消化。它广泛用于重组蛋白质的纯化，因为它减少或消除了来自破坏细胞的核酸，并且大大降低了所得溶液的粘度。这使得随后的净化程序更容易。这种酶的商业版本可用但昂贵。从弗吉尼亚州博士博士，博士，弗吉尼亚联邦大学博士的实验室。

厂牌介绍

## 关于Kerafast Inc.

Kerafast 是一家位于波士顿的试剂公司，其主要使命是为QuanQiu科学界提供易于使用的独特实验室研究工具。我们的产品组合包括细胞系、抗体、小分子、染料等，其中许多在其他地方无法获得。自 2011 年成立以来，来自[全球 190 多个机构](#)的研究人员通过我们的在线平台提供了他们的创新试剂，无需通过传统的材料转让协议流程即可快速获取材料。

我们处理提供实验室的所有销售和运输物流，并从每次销售中返还丰厚的特许权使用费。因此，我们帮助提供实验室节省时间和资源，同时为进一步研究提供额外资金。采购科学家可以更轻松地发现和获取其他地方通常无法获得的独特试剂，同时还可以资助其他研究人员的工作。这创建了一个QuanQiu科学家社区，他们贡献和获取Reagent for the

Greater Good, 以加速他们自己的研究以及整体科学进步。

2018年, Kerafast 与 [Absolute Antibody](#) 合并, 后者是一家总部位于英国的公司, 其愿景是为所有研究人员提供重组抗体技术。 [此次合并](#) 将两家公司聚集在一起, 共同致力于改善科学界可用的研究工具的选择。

品牌标识



产品关键词

- [kerafast抗体ED2003](#)
- [kerafast 抗体](#)
- [kerafast国内代理商](#)
- [kerafast](#)
- [kerafast 代理](#)
- [kerafast细胞](#)
- [kerafast抗体代理](#)
- [kerafast代理商](#)
- [kerafast品牌](#)
- [kerafast代理](#)
- [kerafast细胞代购kerafast品牌代理](#)
- [kerafast华北代理](#)
- [美国kerafast公司](#)
- [kerafast公司](#)
- [进口kerafast代理](#)
- [kerafast丁香通](#)
- [kerafast中国代理](#)
- [kerafast官网](#)
- [kerafast抗体](#)
- [kerafast专业代理](#)

一键获取大包装优惠报价

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ----> [报价默认含增值税13%发票; 尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】 产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ----> [默认提供说明书或者COA, 特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ----> [报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ----> [提供替代产品的价格, 默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】 请只提供代理进口清关服务的报价 -- ----> [适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家, 独立服务]
- 【其它报价场景】


请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-18256结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant1869\(MT2120,Rv2061c\)\(突变细菌\)](#)  
2022-04-01

[NR-10450来自炭疽杆菌的基因组DNA,菌株Ames35\(核酸\)](#)  
2022-04-01

[NR-47447金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300\\_0290\(NE904\)\(突变体细菌\)](#)  
2022-04-01

[NR-15499牛痘病毒,WesternReserve,重组表达淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒,Armstrong53b核蛋白\(病毒\)](#)  
2022-04-01

[NR-33293大肠杆菌,菌株43\(105a\)\(细菌\)](#)  
2022-04-01

[NR-13478结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体31\(MT0606、Rv0577\)\(突变细菌\)](#)  
2022-04-01

[NR-47414金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300\\_2636\(NE871\)\(突变体细菌\)](#)  
2022-04-01

[NR-52229鲍曼不动杆菌,MRSN32104\(细菌\)](#)  
2022-04-01

**<b>综述与专论:</b> 核酸适配体在肾癌中的应用**  
2023-09-21

[PIL家族转录因子抑制植物分蘖机制获解析](#)  
2020-08-04

[PBST \(1x, PH7.4\) \(BZ218\) 200ml](#)  
2021-12-13

[植物冬季氮吸收能力及利用策略研究取得新进展](#)  
2020-08-04

[抗肺炎球菌血清型35B单克隆抗体\[克隆3F9\]22/308](#)  
2024-05-19

[NR-51531铜绿假单胞菌,MRSN1899\(细菌\)](#)  
2022-04-01

[精选好货》DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二](#)  
2021-12-02

[人工模拟合成外分泌汗液汗水-皮脂乳液 \(BZ118\) 500ml](#)  
2021-12-13

[NR-36061来自雄性和雌性钉螺亚种的基因组DNA.formosana,ChiaYiIsolate\(NucleicAcids\)](#)  
2022-04-01

[NR-15020结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1173\(MT2316、Rv\\*\)\(突变细菌\)](#)  
2022-04-01

[MRA-564\\_恶性疟原虫,菌株D10pfmdr1SNY\[D10pfmdr1S-1034N-1042Y-1246,D10-mdr1\(7G8/1\)\]\(寄生原生动物\)](#)  
2022-04-01

[NR-28543\\_副溶血性弧菌,F11-3A\(血清型O4:K12\)\(细菌\)](#)  
2022-04-01