

# 游离甲硫氨酸 - (R) - 氧化砷还原酶(FRMSR),(C84s,C94s),50ug

[下载为PDF](#)

- 12 次围观

产品图片



产品英文名称

[Free Methionine-\(R\)-Sulfoxide Reductase \(FRMSr\), \(C84S, C94S\), 50ug](#)

产品别名

[Kerafast独特的生物试剂](#)

货号/SKU

EE2001

货号/规格

50ug

库存与交货期

1-2周

人民币价格

8860

人民币价格说明

本产品人民币2024年销售价格正在调整中, 请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际物流运输、国内物流运输、运输保险、以及冷链包装材料(例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、干冰、湿冰、蓄冷剂、液氮等)、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等, 并非商品原价, 仅供参考。

试剂海关审批

使用人负责A/B风险申请资质

国外采购

支持/部分需签MTA

厂牌

Kerafast, Inc.

品牌

[Kerafast®](#)

产品基础信息

From the laboratory of W. Todd Lowther, PhD, Wake Forest School of Medicine.

产品描述信息

Product Type: Protein

Accession ID: P76270, 946086

Source: E. Coli

Molecular Weight: 18,752 Da

Amino Acid Sequence: (gidpft)\*mknkfyadlnrdfnalmagetsflatlantsallyerltdinwagfylleddtlvlgpfgkia(c>s)vripvgrgv(c>s)gtavarnqvqriedvvhvfdghiacaasneivlplvknqiiqvgldidstvfgrftdede

\* these residues remain following the cleavage of the His-tag

Purity: >98% by SDS-PAGE

Buffer: 20mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl

Concentration: 10mg/mL

Comments: C84S, C94S

Storage: -80C

Shipped: Dry ice

产品安全信息

Lin Z, Johnson LC, Weissbach H, Brot N, Lively MO, and Lowther WT. Free methionine-(R)-sulfoxide reductase from Escherichia coli reveals a new GAF domain function.

PNAS 104(23): 9597-9602 (2007). Klomsiri C, Nelson KJ, Bechtold E, Soito L, Johnson LC, Lowther WT, Ryu S, King SB, Furdul CM and Poole LB. Use of dimedone-based

chemical probes for sulfenic acid detection; evaluation of conditions affecting probe incorporation into redox sensitive proteins. Methods. Enzymol. 473: 77-94. (2010).

Nelson, K.J., Klomsiri, C., Codreanu, S.G., Soito, L., Liebler, D.C., Rogers, L.C., Daniel, L.W. & Poole, L.B. Use of dimedone-based chemical probes for sulfenic acid detection;

methods to visualize and identify labeled proteins. Methods Enzymol 473, 95-115 (2010). If you publish research with this product, please let us know so we can cite your

paper.

主要内容

游离甲硫氨酸 - (R) - 氧化砷还原酶 (C84S, C94S) 或FRMSR可以在单个Cys残留物中选择性地衍生, 具有各种Cys-Sohspecificprobes并用作用阳性对照。方法: 实验可靠性和加载控制研究

蛋白质半胱氨酸氧化C84s, C94s双突变体允许100%磺酸 (-SOH) 形式用甲硫氨酸亚砷掺入率未受缓冲液pH (pH 5.5-8.0测试) 的变化, 与所有半胱氨酸氧化探针相容的游离甲硫氨酸 - (R)

- 使用硫醇二硫化物交换化学减少了磺基还原酶 (FRMSR) 将游离甲硫氨酸硫氧化硫醚 (Met (O)) 减少至甲硫氨酸。该酶参与氧化防御, 并已知在营业额期间在活性位点Cys形成亚磺酸中间

体。在该变型中, 除了过氧化物敏感性Cys之外的所有Cys通过诱变除去, 以稳定有活性位点磺酸相对于二硫键形成。蛋白质中的Redox敏感的半胱氨酸残基可作为氧化信号传导的重要组分或氧化

应激的传感器。半胱氨酸磺酸化是研究细胞内生物信号传导的人的新感兴趣的领域。从W.Todd低级, 博士学位, 苏醒森林医学院的实验室。部分调查员的附件计划。

厂牌介绍

关于Kerafast Inc.

Kerafast 是一家位于波士顿的试剂公司, 其主要使命是为QuanQiu科学界提供易于使用的独特实验室研究工具。我们的产品组合包括细胞系、抗体、小分子、染料等, 其中许多在其他地方无法获得。

自 2011 年成立以来, 来自全球 190 多个机构的研究人员通过我们的在线平台提供了他们的创新试剂, 无需通过传统的材料转让协议流程即可快速获取材料。

我们处理提供实验室的所有销售和运输物流, 并从每次销售中返还丰厚的特许权使用费。因此, 我们帮助提供实验室节省时间和资源, 同时为进一步研究提供额外资金。采购科学家可以更轻松地发现和获取其他地方通常无法获得的独特试剂, 同时还可以资助其他研究人员的工作。这创建了一个QuanQiu科学家社区, 他们贡献和获取Reagent for the Greater Good, 以加速他们自己的研究以及整体科学进步。

2018 年, Kerafast 与Absolute Antibody合并, 后者是一家总部位于英国的公司, 其愿景是为所有研究人员提供重组抗体技术。此次合并将两家公司聚集在一起, 共同致力于改善科学界可用的研究工具的选择。

品牌标识



产品关键词

- [kerafast抗体ED2003](#)
- [kerafast 抗体](#)
- [kerafast国内代理商](#)
- [kerafast](#)
- [kerafast 代理](#)
- [kerafast细胞](#)
- [kerafast抗体代理](#)
- [kerafast代理商](#)
- [kerafast品牌](#)
- [kerafast代理](#)
- [kerafast细胞代购kerafast品牌代理](#)
- [kerafast华北代理](#)
- [美国kerafast公司](#)
- [kerafast公司](#)
- [进口kerafast代理](#)
- [kerafast丁香通](#)
- [kerafast中国代理](#)
- [kerafast官网](#)
- [kerafast抗体](#)
- [kerafast专业代理](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -->>>[报价默认含增值税13%发票，尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -->>>[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -->>>[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -->>>[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -->>>[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

[如有请填写;若无留空即可] 按10KG、25L大量采购的时候，是否可?

贵单位贵姓  请输入您的单位名称或贵姓，以便于我们联系您

接受报价的E-mail  请输入您接受报价的E-mail，例如:example@qq.com

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

- [NR-18256结核分枝杆菌, CDC1551 Transposon Mutant 1869 \(MT2120, Rv2061c\) \(突变细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-10450来自炭疽杆菌的基因组DNA, 菌株Ames35 \(核酸\)](#)  
2022-04-01
- [NR-47447金黄色葡萄球菌亚种, 金黄色葡萄球菌, USA300J E2, 转座子突变体 SAUSA300\\_0290 \(NE904\) \(突变体细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-15499牛痘病毒, Western Reserve, 重组表达淋巴细胞脉络从脑膜炎病毒, Armstrong 53b 核蛋白 \(病毒\)](#)  
2022-04-01
- [NR-33293大肠杆菌, 菌株43 \(105a\) \(细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-13478结核分枝杆菌, CDC1551, 转座子突变体 31 \(MT0606, Rv0577\) \(突变细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-47414金黄色葡萄球菌亚种, 金黄色葡萄球菌, USA300J E2, 转座子突变体 SAUSA300\\_2636 \(NE871\) \(突变体细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-52229鲍曼不动杆菌, MRSN32104 \(细菌\)](#)  
2022-04-01
- [<b>综述与专论:</b> 核酸适配体在肾癌中的应用](#)  
2023-09-21
- [PIL家族转录因子抑制植物分蘖机制解析](#)  
2020-08-04
- [PBST \(1x, PH7.4\) \(BZ218\) 200ml](#)  
2021-12-13
- [植物冬季氮吸收能力及利用策略研究取得新进展](#)  
2020-08-04
- [抗肺炎球菌血清型35B单克隆抗体 \[克隆3F9J22/308\]](#)  
2024-05-19
- [NR-51531铜绿假单胞菌, MRSN1899 \(细菌\)](#)  
2022-04-01
- [精选好货\) DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二](#)  
2021-12-02
- [人工模拟合成外分泌汗液汗水-皮脂乳液 \(BZ118\) 500ml](#)  
2021-12-13
- [NR-36061来自雄性和雌性钉螺亚种的基因组DNA, formosana, ChiaYi Isolate \(Nucleic Acids\)](#)  
2022-04-01
- [NR-15020结核分枝杆菌, CDC1551, 转座子突变体 1173 \(MT2316, Rv\\*\) \(突变细菌\)](#)  
2022-04-01
- [MRA-564 恶性疟原虫, 菌株D10pfmdr1SNYID10pfmdr1S-1034N-1042Y-1246.D10-mdr1\(7G8/1\) \(寄生原生动\)](#)  
2022-04-01
- [NR-28543 副溶血性弧菌, F11-3A \(血清型O4:K12\) \(细菌\)](#)  
2022-04-01