

# 脂蛋白\_低密度\_人血浆来源提纯

[下载为PDF](#)

- 3 次围观

产品图片



产品英文名称

[Lipoproteins, Low Density, Human Plasma](#)

产品别名

[生物分析用天然蛋白质、诊断用天然抗原、诊断用兔/羊多克隆抗体](#)

货号/SKU

ART190

货号/规格

5 mg

库存与交货期

1-2周;定制4-6周

人民币价格

6160.64

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Eastmo Biotech

品牌

[Coreab](#)

产品基础信息

Lipoproteins, Low Density, Human Plasma

产品描述信息

Buy direct from manufacturer.

Bulk Qty Available.

(Custom vialing may be available upon request.)

Synonym:  $\beta$ -Lipoprotein, LDL, Low density lipoprotein

MW: 2,300,000 Da

Liquid in 150 mM NaCl, pH 7.4, and 0.01% EDTA

Density: 1.019 to 1.063 g/ml; Composition: 78-80% lipid, 22-20% protein

**Storage:** 2-6 Degrees C; Do NOT Freeze; Store Away from Light

Shelf Life: minimum 3 months remaining

In a normal fasting individual, low density lipoprotein concentrations range from 2.0 - 3.5 g/L. LDL constitutes 50% of the total lipoprotein mass in plasma and is the major carrier of cholesterol and cholesteryl esters. LDL levels strongly correlate with coronary heart disease.

**Purity:** single arc by IEP against antisera to whole human serum. Essentially free of other plasma lipoproteins and chylomicrons as determined by electrophoresis using a SPIFE Vis Cholesterol gel kit for lipids and Coomassie Blue for proteins.  $\geq 95\%$  of total lipoprotein content by electrophoresis.

Prepared from fresh, non-frozen plasma shown to be non reactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc, and negative for anti-HIV 1 & 2 by FDA-required tests.

Lab products are laboratory reagents and are not to be administered to humans or used for any drug purpose. For research use only.

#### Product Citations:

Florian, Maria, Jin Yan, Saad Ulhaq, Melanie Coughlan, Mahemuti Laziyani, William Willmore, and Xiaolei Jin. "Northern Contaminant Mixtures Induced Morphological and Functional Changes in Human Coronary Artery Endothelial Cells under Culture Conditions Typifying High Fat/Sugar Diet and Ethanol Exposure." *Toxicology* (2013).

Albecka, Anna, Sandrine Belouzard, Anne Op de Beeck, Véronique Descamps, Lucie Goueslain, Justine Bertrand-Michel, François Tercé, Gilles Duverlie, Yves Rouillé, and Jean Dubuisson. "Role of low-density lipoprotein receptor in the hepatitis C virus life cycle." *Hepatology* 55, no. 4 (2012): 998-1007.

Yang X, et al. Inhibition of Glutathione Production Induces Macrophage CD36 Expression and Enhances Cellular-oxidized Low Density Lipoprotein (oxLDL) Uptake. *J Biol Chem.* 2015 Sep 4;290(36):21788-99. doi: 10.1074/jbc.M115.654582. Epub 2015 Jul 17.

McDermott DH Chromothriptic Cure of WHIM Syndrome. (Document S2. Article plus Supplemental Information). *Cell.* 2015 Feb 12;160(4):686-99. doi: 10.1016/j.cell.2015.01.014. Epub 2015 Feb 5.

Matthew J, et al. Retention of stemness and vasculogenic potential of human umbilical cord blood stem cells after repeated expansions on PES-nanofiber matrices. *Biomaterials.* 2014 Oct;35(30):8566-75. doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.06.037. Epub 2014 Jul 4.

#### 产品安全信息

本产品为体外诊断试剂用原材料，其中文信息仅供参考，如专业术语有误差，请以英文为准，批量询价选购可联系客服获得优惠。

#### 主要内容

直接从制造商处购买。批量QTY可用。（定制谷瓶可以根据要求提供。）同义词： $\beta$ -脂蛋白，LDL，低密度脂蛋白 分子量MW: 2,300,000 da 150mM NaCl, pH 7.4和0.01%EDTA的液体 密度: 1.019至1.063 g / ml;组成: 78-80%脂质, 22-20%蛋白 存储: 2-6°C;不要冻结;远离灯光 保质期: 至少3个月剩余3个月 在正常的空腹个体中, 低密度脂蛋白浓度为2.0-3.5g / L. LDL构成血浆中总脂蛋白质量的50%, 是胆固醇和胆固醇酯的主要载体. LDL水平与冠心病强烈相关. 纯度: IEP对抗血清的单弧, 整个人血清. 基本上不含其他血浆脂蛋白和乳糜微粒, 通过使用硫磺和Coomassie蓝色的胆固醇凝胶试剂盒用于蛋白质的电泳来确定.  $\geq 95\%$ 通过电泳的总脂蛋白含量的95%. 由新鲜的非冷冻血浆制备, 对于HBsAg, 抗HCV, 抗HBC和抗HIV 1和2的阴性反应性是不可用于的FDA试验. 实验室产品是实验室试剂, 不应施用于人类或用于任何药物目的. 仅用于研究使用. 产品引文: 弗洛里安, 玛丽亚, 金燕, 萨德Ulhaq, Melanie Coughlan, Mahemuti Laziyani, 威廉威尔莫尔和Xiaolei Jin. "Northern污染物混合物在典型的培养条件下致致脂肪/糖饮食和乙醇暴露的培养条件下的人冠状动脉内皮细胞形态学和功能变化." *毒理学* (2013). Albecka, Anna, Sandrine Belouzard, Anne Op De Beeck, VéroniqueDescamps, Lucie Goueslain, Justine Bertrand-Michel, FrançoisTercé, Gilles Duverlie, YvesRouillé和Jean Dubuisson. "低密度脂蛋白受体在丙型肝炎病毒生命周期中的作用." *肝脏* 55, 没有. 4 (2012): 998-1007. 杨X等. 抑制谷胱甘肽产量诱导巨噬细胞CD36表达, 增强细胞氧化低密度脂蛋白 (oxLDL) 摄取. *J Biol Chem.* 2015年9月4日; 290 (36): 21788-99. DOI: 10.1074 / JBC.M115.654582. EPUB 2015年7月17日. McDermott DH Chromothriptic治愈了Whim综合征. (文件S2. 文章加补充信息). *细胞.* 2015年2月12日; 160 (4): 686-99. DOI: 10.1016 / J.Cell.2015.01.014. EPUB 2015年2月5日. Matthew J等人. 在PES纳米纤维基质中重复膨胀后, 保留人脐带血干细胞的茎和血管原性潜力. *生物材料.* 2014年10月; 35 (30): 8566-75. DOI: 10.1016 / J.Biomaterials.2014.06.037. EPUB 2014年7月4日.

#### 厂牌介绍

自 1986 年以来, 我们的合作伙伴ART实验室一直在纯化人类蛋白质并开发针对这些蛋白质的多克隆抗血清. 我们专注于高纯度、高活性的人类蛋白质. 我们定期纯化丝氨酸蛋白酶、蛋白酶抑制剂、中性粒细胞酶、载脂蛋白、脂蛋白、血小板蛋白、转铁蛋白、免疫球蛋白等. 25 多年来, 世界各地的研究人员一直在向我们购买这些研究试剂. 您会在炎症、冠状动脉疾病、自身免疫性疾病、癌症、阿尔茨海默病等研究的主要科学出版物中看到我们的产品. 我们还从动物血清和组织中分离蛋白质. 我们的产品被国际诊断和制药行业的领导者用作体外诊断和免疫检测试剂盒的组分, 以及细胞培养基, 包括支持干细胞的培养基. ART的蛋白质也被用于开发生物疗法的研究人员进行概念验证研究. 我们提供优质、可靠的产品和卓越的客户支持. 我们纯化我们销售的诊断原材料. 我们期待您的业务合作. 如果您需要定制研究服务, 您会发现我们也许能够提供您诊断项目所需的特殊试剂. 工业用户大批量订购高纯度、高活性的蛋白质是有优惠的, 请您联系销售经理获得优惠.

#### 品牌标识



产品关键词

[脂蛋白\\_低密度\\_人血浆来源提纯](#)  
[化学发光试剂用天然蛋白质](#)  
[ELISA试剂用天然抗原](#)  
[胶体金试纸条用兔羊多克隆抗体](#)  
[磁微粒化学发光用抗原抗体](#)  
[体外诊断试剂原料供应商](#)  
[12-16-120412](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】 产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】 请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候，是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

- [NR-18256结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant1869\(MT2120,Rv2061c\)\(突变细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-10450来自炭疽杆菌的基因组DNA,菌株Ames35\(核酸\)](#)  
2022-04-01
- [NR-47447金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300\\_0290\(NE904\)\(突变体细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-15499牛痘病毒,WesternReserve,重组表达淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒,Armstrong53b核蛋白\(病毒\)](#)  
2022-04-01
- [NR-33293大肠杆菌,菌株43\(105a\)\(细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-13478结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体31\(MT0606、Rv0577\)\(突变细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-47414金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300\\_2636\(NE871\)\(突变体细菌\)](#)  
2022-04-01
- [NR-52229鲍曼不动杆菌,MRSN32104\(细菌\)](#)

2022-04-01

[<b>综述与专论:</b> 核酸适配体在肾癌中的应用](#)

2023-09-21

[PIL家族转录因子抑制植物分蘖机制获解析](#)

2020-08-04

[PBST \(1x, PH7.4\) \(BZ218\) 200ml](#)

2021-12-13

[植物冬季氮吸收能力及利用策略研究取得新进展](#)

2020-08-04

[抗肺炎球菌血清型35B单克隆抗体\[克隆3F9\]22/308](#)

2024-05-19

[NR-51531铜绿假单胞菌,MRSN1899\(细菌\)](#)

2022-04-01

[精选好货》DC184硅橡胶PDMS184光学胶灌封胶PDMS聚二](#)

2021-12-02

[人工模拟合成外分泌汗液汗水-皮脂乳液 \(BZ118\) 500ml](#)

2021-12-13

[NR-36061来自雄性和雌性钉螺亚种的基因组DNA.formosana,ChiaYiIsolate\(NucleicAcids\)](#)

2022-04-01

[NR-15020结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1173\(MT2316、Rv\\*\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[MRA-564\\_恶性疟原虫\\_菌株D10pfmdr1SNY\[D10pfmdr1S-1034N-1042Y-1246,D10-mdr1\(7G8/1\)\]\(寄生原生动](#)

物)

2022-04-01

[NR-28543\\_副溶血性弧菌,F11-3A\(血清型O4:K12\)\(细菌\)](#)

2022-04-01